


DESIGNATION : CAGOULE ORTHOPEDIQUE COLORSOFT

D73-02-FT M142-30CL

REFERENCE : M142-30CL

Version 2/1

Page 1/1

		<p>APPLICATIONS</p> <p>Pour la protection du personnel soignant Recommandée pour le bloc opératoire</p>
		<p>TAILLE</p> <p>Unique</p>
		<p>COLORIS</p> <p>Carton panaché de 5 couleurs Bleu / Rose / Vert / Parme / orange</p>
		<p>La bonne humeur au service du confort de l'utilisateur</p>
<p>PRÉSENTATION DU MODÈLE</p>		<p>Protection intégrale – modèle recouvrant le front et les côtés de la tête. Fixation par liens autour de la nuque Coutures intérieures Matière douce et agréable Matière aérée et respirante sur le dessus de la tête pour un maximum de confort Emballage par boîte distributrice de 100 Cagoules coordonnées à nos blousons de bloc et pyjamas Colorsoft</p>
<p>MODE D'ÉLIMINATION</p>		<p><i>Par incinération</i></p>
<p>COMPOSITION DE LA MATIÈRE</p>		<p>(*Valeurs indicatives)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nature • Grammage 		<p>Nontissé polypropylène 30 gr/m²</p>
<p>MARQUAGE CE</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>
<p>CERTIFICATION</p>		<p>Dispositif Médical (DM) de classe 1</p>
<p>CONDITIONNEMENT</p> <p>10 boîtes de 100 Crt de 1000 20 cartons par palette</p>	<p>DIMENSIONS</p> <p>74x31x37 cm</p>	<p>POIDS</p> <p>8 Kg</p>

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.