

**DESIGNATION : PYJAMAS COLORSOFT**
**D73-02-FT M22X-50 XX**
**REFERENCE : M22X-50 XX**
**Version 1/1**
**BLEU - BLEU CIEL - VERT - ROSE - PARME**
**Page 1/1**
**LOT :**



SANS LATEX

**APPLICATIONS**

Pour le personnel au bloc opératoire et dans les services

---

Pyjamas en SMS  
 Manche courte – col V avec liseré blanc  
 3 poches renforcées  
 Pantalon réglable par lacet  
 Réalisé à partir de matériaux innovants et légers. Le traitement soft confère à ces pyjamas de grandes qualités de respirabilité et de douceur pour un meilleur confort des utilisateurs.  
 Matière traitée antistatique  
 En sachet individuel recyclé : (tunique + pantalon)  
 Pyjamas coordonnés à nos blousons de bloc et coiffes colorées.

**TAILLES**

Référence	Désignation	Taille	Couleur
M221-50 BE/BL/VT/RO	Pyjama ColorSoft®	X - SMALL	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose /Parme
M222-50 BE/BL/VT/RO/PM	Pyjama ColorSoft®	SMALL	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose / Parme
M223-50 BE/BL/VT/RO/PM	Pyjama ColorSoft®	MEDIUM	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose / Parme
M224-50 BE/BL/VT/RO/PM	Pyjama ColorSoft®	LARGE	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose / Parme
M225-50 BE/BL/VT/RO/PM	Pyjama ColorSoft®	X - LARGE	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose / Parme
M226-50 BE/BL/VT/RO/PM	Pyjama ColorSoft®	XX - LARGE	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose / Parme
M227-50 BE/BL/VT/RO	Pyjama ColorSoft®	XXX -LARGE	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose

**MODE D'ELIMINATION**
*Par incinération*
**COMPOSITION DE LA MATIÈRE**
*(\*Valeurs indicatives)*

- Nature
- Grammage

 Polypropylène SMS  
 45 gr/m<sup>2</sup>
**MARQUAGE CE**
 oui     non

**CERTIFICATION**

 Dispositif Médical (DM) de classe 1  
 Conforme à la norme EN NF 13795

**CONDITIONNEMENT**
**DIMENSIONS**
**POIDS**

 Carton de 100  
 Emb individuel  
 (surconditionnement par 10)  
 Palette de 14 crt

70x47x30

14.5 kg

Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.