

DESIGNATION : CALEÇON BLEU COLOSHORT
REFERENCE : SV59
D73-02-FT SV59
Version 1/1
Page 1/1
LOT :
SANS LATEX

APPLICATIONS

Sous-vêtement destiné à être porté sous une chemise de patient ou une blouse
 Pour les examens de coloscopie et pour la pose de sonde en urologie.

TAILLE

Unique (S à XL)

 Larg 29/58 cm
 Long 48 cm

COLORIS

Bleu opaque

PRÉSENTATION DU MODÈLE

Coupe ample procurant une grande aisance Non tissé opaque pour préserver l'intimité des patients Taille élastiquée – sans latex Ouverture à l'arrière recouverte d'un rabat fermant avec deux fixations auto agrippantes.
 Le patient peut être positionné sur le côté droit ou gauche lors de l'examen
 Emballage individuel

MODE D'ELIMINATION
Par incinération
COMPOSITION DE LA MATIÈRE
*(*Valeurs indicatives)*

- Nature
- Grammage

Non tissé Bleu en polypropylène

 40 g /m²

Sans colorant azoïque

MARQUAGE CE
 oui non

CERTIFICATION

 Dispositif Médical (DM) de classe 1
 Conforme à la Directive 93/42
 Lieu de fabrication : Chine

CONDITIONNEMENT
DIMENSIONS
POIDS

 Carton de 100
 Emballage individuel

37 x 27 x54 cm

5 Kg

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.