




07-Drap magnétique

07-Magnetic drape

07-Magnetisches Abdecktuch

07-Telo magnetico



Champ magnétique

- En mousse de polyuréthane, film polyéthylène et aimants.
- Support en mousse antidérapant.
- Réduit le risque de blessures accidentelles liées au transfert d'instruments chirurgicaux de main à main.
- Propriétés magnétiques pour attirer et maintenir les instruments chirurgicaux sur le champ stérile.
- Flexible pour s'adapter aux contours du corps du patient.
- Disponible avec ou sans zone neutre (zone non magnétique avec bords relevés pour maintenir les instruments).
- Couleur bleue.

NON- STÉRILE

Art. Nr.	Description	Conditionnement	Couleur
9-4892-001	40x25cm	6 pcs / sac 12 pcs /crt	BLEU
9-4892-002	40x50cm	4 pcs / sac 8 pcs /crt	BLEU