



06-Compteur d'aiguilles

06-Needle Counters

06-Nadelzähler

06-Contatori per aghi



Compte-aiguilles

- Système sécurisé pour le comptage et l'élimination des aiguilles et des lames chirurgicales.
- Boîte en plastique rigide, résistante aux perforations. **Rouge et Jaune**
- Le mécanisme de verrouillage de la boîte permet de la fermer en toute sécurité après le comptage, tout en offrant la possibilité de la rouvrir en cas de besoin de recomptage.
- Différentes combinaisons de surfaces magnétiques et/ou en mousse, avec ou sans dispositif de retrait des lames.
- Capacité de comptage allant de 15 à 70.
- Détachable en 2 parties pour une utilisation séparée, si nécessaire.
- Support adhésif pour fixer les compteurs à tout espace de travail.

STÉRILE

Art. Nr.	Description	Conditionnement	Couleur
9-4885-530	Mousse / Magnétique a/ Remover Blade (20/15)	1 pc / sch 72 sch / dispenser 216 sch / crt	Rouge/Jaune
9-4885-531	Magnétique / Couvercle transparent (15)	1 pc / sch 150 sch / dispenser 450 sch / crt	Rouge/Jaune
9-4885-532	Magnétique a/ Remover Blade (15/15)	1 pc / sch 144 sch / dispenser 432 sch / crt	Rouge/Jaune
9-4885-533	Magnétique a/ Remover Blade (15/15)	1 pc / sch 175 sch / dispenser 525 sch / crt	Rouge/Jaune
9-4885-540	Mousse / Magnétique a/ Remover Blade (40/30)	1 pc / sch 40 sch / dispenser 120 sch / crt	Rouge/Jaune
9-4885-541	Magnétique / Couvercle transparent (30)	1 pc / sch 100 sch / dispenser 300 sch / crt	Rouge/Jaune
9-4885-542	Magnétique a/ Remover Blade (30/30)	1 pc / sch 80 sch / dispenser 240 sch / crt	Rouge/Jaune
9-4885-543	Magnétique a/ Remover Blade (30/30)	1 pc / sch 100 sch / dispenser 300 sch / crt	Rouge/Jaune