



VICART Med
Solutions for medical care

15-Housse de Caméra Stérile

15-Surgical Camera Sterile

15-Kamerabezug Sterile

15-copertura per Camera Sterili

37



Housses de Caméra

Une large gamme de draps stériles adaptés à la plupart des applications, y compris les changements de scopes en cours de procédure.



VICART Med
Solutions for medical care

15-Housse de Caméra Stérile

15-Surgical Camera Sterile

15-Kamerabezug Sterile

15-copertura per Camera Sterili

38

Quick-change Housse de Caméra

(Changement rapide)

Méthode de fixation simple et sécurisée en deux étapes
Permet des changements rapides et faciles de dispositif pendant les procédures, sans compromettre la stérilité
L'extrémité fermée protège complètement les caméras des fluides et constitue une barrière stérile fiable
L'anneau à bords larges réduit le risque de contamination du champ stérile.
Stérile et à usage unique
Latex FREE



STÉRILE

Art. Nr.	Description	Conditionnement	Image / Picture
7-GC1956A01	160mm x 2.3 m, ouverture d'anneau de 85 mm.	1 pc / sch 50 pcs / dispenser	





15-Housse de Caméra Stérile

15-Surgical Camera Sterile

15-Kamerabezug Sterile

15-copertura per Camera Sterili

HD-Haute Définition Housse de Caméra

Compatible avec les systèmes de caméras haute définition sans altérer la qualité d'image HD

L'extrémité fermée offre une protection intégrale contre les fluides et constitue une barrière stérile fiable.

Permet des changements rapides et faciles de dispositif pendant les procédures, tout en préservant la stérilité.

L'anneau à bords larges facilite son utilisation et réduit le risque de contamination du champ stérile.

Stérile et à usage unique.

Latex FREE



STÉRILE

Art. Nr.	Description	Conditionnement	Image / Picture
7-GC1956B01	160mm x 2.3 m, ouverture d'anneau de 85 mm.	1 pc / sch 50 pcs / dispenser	





15-Housse de Caméra Stérile

15-Surgical Camera Sterile

15-Kamerabezug Sterile

15-copertura per Camera Sterili

Housse de Caméra à extrémité élastomérique

L'extrémité élastomérique peut rapidement envelopper le dispositif, permettant de créer facilement et efficacement une couverture stérile sur l'endoscope.

La housse est entièrement contenue dans l'anneau et peut être simplement repliée sur la caméra et le câble.

L'anneau large de 85 mm réduit le risque de contamination du champ stérile.

Stérile et à usage unique.

Latex FREE



STÉRILE

Art. Nr.	Description	Conditionnement	Image / Picture
7-GC1956C01	160mm x 2.3 m, ouverture d'anneau de 85 mm.	1 pc / sch 50 pcs / dispenser	

