



18-Réceptient pour Placenta

18-Placenta basin/tray

18-Plazentaschale

18-Vaschetta per placenta

Réceptient pour Placenta

- **Matériau** : Polypropylène.
- **Caractéristiques** :
Bassine graduée.
Couvercle avec espace prévu pour l'étiquetage ou les informations.
- **Stérilisation** : Par gaz (oxyde d'éthylène).



Non-Stérile

REF.	Description	Couleur	Mesures	Capacité	Pcs/sac	Pcs/Crt.Transport
8-489-334	Couvercle	Transparent	32.5x24.5cm		50	100
8-489-335	Réceptient	Bleu	32x24.1x7cm	3'000ml	50	100

Stérile

REF.	Description	Couleur	Mesures	Capacité	Pcs/sachet	Pcs/Crt.Transport
8-489-513	Réceptient	Bleu	32x24.1x7cm	3'000ml	1	11



19-Réipient Rond

19-Ring basin

19-Runder behälter

19-Bacino rotondo

Réipient Rond (Bassine)

- **Matériau** : Polypropylène.
- **Caractéristiques** :
Bassine graduée.
- **Stérilisation** : Par gaz (oxyde d'éthylène).



Non-Stérile

REF.	Capacité	Couleur	Diamètre	Pcs/sac	Pcs/Crt.Transport
8-489-330	6'000ml	Bleu	Environ 35cm	50	50
8-489-361	5'000ml	Bleu	Environ 33cm	90	90

Stérile

REF.	Capacité	Couleur	Diamètre	Pcs/header bag	Pcs/sac	Pcs/Crt.Transport
8-489-515	6'000ml	Bleu	32x24.1x7cm	1	12	12



21-Seringue d'irrigation à poire

21-Irrigation syringe with bulb

21-Ballon-Spülspritze

21-Siringa per irrigazione a bulbo

Seringue d'irrigation à poire

- **Matériau** : Seringue en polypropylène et ampoule en TPE (élastomère thermoplastique).
- **Applications** :
Irrigation des plaies et irrigation intra opératoire.
Conçue avec une ampoule souple et malléable pour un contrôle optimal du volume aspiré ou expulsé.
- **Fonctionnalités** :
L'ampoule est conçue pour tenir debout, si nécessaire, en position inversée.
Seringue avec ailes permettant une utilisation d'une seule main, pour tenir le contenant des solutions d'irrigation et prévenir le basculement accidentel de la seringue.
Graduée avec une échelle de 2 mL.
- **Stérilisation** : Par gaz (oxyde d'éthylène).



Non-Stérile

REF.	Couleur seringue	Couleur poire	Capacité	Pcs/sac	Pcs/Crt.Transport
8-489-444	Transparent	Bleu	60ml	50	50

Stérile

REF.	Couleur seringue	Couleur poire	Capacité	Pcs/sachet	Pcs/Disp	Pcs/Crt.Transport
8-489-558	Transparent	Bleu	60ml	1	24	144



22-Container recueil de fluides

22-Fluid waste bowl

22-Sammelbox

22-Recipiente porta rifiuti per fluidi

Container de recueil de fluides

- **Matériau** : Bol en polypropylène conçu pour réduire le risque de déversement accidentel de déchets liquides contaminés dans la salle d'opération.
- **Caractéristiques** :
Pour une meilleure absorption et rétention, le bol est fourni avec un matériau absorbant au fond.
Inclus un drain rigide en film PP avec une mousse de polyuréthane au centre, permettant l'accès à tous types de seringues.
Couvercle fourni, qui peut être utilisé comme base du bol et se ferme par pression.
- **Stérilisation** : Par gaz (oxyde d'éthylène).
- **Non stérilisable par chaleur humide.**



Non-Stérile

REF.	Diamètre	Pcs/sac	Pcs/Crt.Transport
8-4885-476	15.5cm	48	48

Stérile

REF.	Diamètre	Pcs/sachet	Pcs/Disp	Pcs/Crt.Transport
8-4885-176	15.5	1	32	32