



VICART Med
Solutions for medical care

11-Canules d'aspiration usage unique


11-Single-Use Suction Cannulas

11-Einweg - Saugansatz

11-Cannule di aspirazione monouso

18

FLEXI-CLEAR – Canules d'aspiration Yankauer



Vacuum Control

Gamme complète de canules d'aspiration rigides à usage unique pour l'aspiration de fluides avec une large gamme de pointes ouvertes : (Fines, régulières, grandes) pour répondre à vos besoins.

Elles minimisent également les lésions des tissus, même des plus fragiles, grâce à leur finition de qualité avec thermoformage, leur embout à l'extrémité arrondie et au bord biseauté.



11-Canules d'aspiration usage unique

11-Single-Use Suction Cannulas

11-Einweg - Saugansatz

11-Cannule di aspirazione monouso

FLEXI-CLEAR – Canules d'aspiration Yankauer



Mini Fine
Super Pointe
(Deux yeux)



Mini Court
Super Pointe
(Pas d'orifices de côté)



Mini Court
Super Pointe
(Deux yeux)



Midi/Maxi
Super Pointe
(Six yeux)



Maxi
(Six yeux)



Maxi Plus
(Quatre yeux)

Art. Nr.	FLEXI-CLEAR–Canules d'aspiration Yankauer	Longueur	Diamètre	Trous/orifices	Vacuum control	Pcs/ dispenser
VMY2200		270 mm	12CH	2	NON	50
VMY2201	Pour aspiration fine	270 mm	12CH	2	NON	50
VMY2500	(pédiatrique, dentaire, orl, etc.)	200 mm	15CH	0	NON	100
VMY2501		200 mm	15 CH	0	OUI	100
VMY2800	Pour aspiration moyenne	250 mm	18 CH	6	NON	50
VMY2801	(digestive, obstétrique, etc.)	250 mm	18CH	6	OUI	50
VMY220		270 mm	22 CH	6	NON	50
VMY2201	Pour aspiration forte	270 mm	22 CH	6	OUI	50
VMY3800	(orthopédie, etc.)	270 mm	28 CH	4	NON	50
VMY2801	Volumes importants de fluide	270 mm	28 CH	4	OUI	50




11-Canules d'aspiration usage unique

11-Single-Use Suction Cannulas

11-Einweg - Saugansatz

11-Cannule di aspirazione monouso

Yankauer rigide avec pointe conique et poignée ergonomique



Art. Nr.	Désignation	Longueur	Diamètre	Trous/orifices	Vacuum control	Pcs/ dispenser
VMYR100	Pointe conique	262 mm	CH12	0	NON	50
VNYR101	Pointe conique	282 mm	CH12	0	OUI	50



11-Canules d'aspiration usage unique

11-Single-Use Suction Cannulas

11-Einweg - Saugansatz

11-Cannule di aspirazione monouso

Yankauer rigide avec poignée ergonomique



Art. Nr.	Désignation	Longueur	Diamètre	Trous/orifices	Vacuum control	Pcs/dispenser
VMYR3300	Embout droit	253 mm	CH24	4	NON	50
VNYR3300B	Embout en bulbe	282 mm	CH24	4	NON	50



11-Canules d'aspiration usage unique

11-Single-Use Suction Cannulas

11-Einweg - Saugansatz

11-Cannule di aspirazione monouso

Yankauer rigide avec contrôle du vide marche/arrêt



Art. Nr.	Désignation	Longueur	Diamètre	Trous/orifices	Vacuum control	Pcs/dispenser
VMYR3400D	Embout droit ON/OFF	297 mm	CH24	4	OUI	50
VNYR3400B	Embout en bulbe ON/OFF	297 mm	CH24	4	OUI	50



11-Canules d'aspiration usage unique

11-Single-Use Suction Cannulas

11-Einweg - Saugansatz

11-Cannule di aspirazione monouso

Canule d'aspiration Poole



Pour permettre un flux régulier, l'intérieur de la canule comporte quatre trous latéraux et un embout ouvert à l'extrémité.

Pour une aspiration diffuse sans risque, le manche extérieur flexible comporte plusieurs trous latéraux et une extrémité ouverte.

La canule d'aspiration de Poole est un instrument d'aspiration spécialement conçu pour évacuer le sang, les fluides et les débris accumulés.

Art. Nr.	Désignation	Longueur	Diamètre	Trous/orifices	Vacuum control	Pcs/dispenser
7-GC1243E6N	Gaine flexible, courbée	297 mm	CH20	20+4	NON	50
7-GC1243N6N	Gaine flexible, droite	297 mm	CH20	20+4	NON	50
7-GC1243N5N	Gaine rigide avec 132 orifices	297 mm	CH20	132	NON	50




11-Canules d'aspiration usage unique

11-Single-Use Suction Cannulas

11-Einweg - Saugansatz

11-Cannule di aspirazione monouso

Kit d'aspiration orthopédique



Système d'aspiration filtré Easyflow pour chirurgie orthopédique. Le set d'aspiration orthopédique avec filtre maintient la zone opératoire visible, propre et dégagée. Le filtre spécial intégré à la poignée capture automatiquement les solides et peut être remplacé en quelques secondes une fois plein. La capacité de filtration accrue rend ce set d'aspiration idéal pour les arthroplasties de la hanche et d'autres interventions générant une grande quantité de débris

Art. Nr.	Désignation	Pcs/dispenser
7-GC1200C01	Pointe courbée de 15 cm Pointe courbée de 23 cm Pointe droite de 23 cm (2 yeux)	10
7-GC1200C01K	Tube d'aspiration Pointe courbée de 15 cm Pointe courbée de 23 cm Pointe droite de 23 cm (2 yeux)	10



VICART Med
Solutions for medical care

11-Canules d'aspiration usage unique

11-Single-Use Suction Cannulas

11-Einweg - Saugansatz

11-Cannule di aspirazione monouso

25

Poignée d'aspiration Tri-Grasp



Conception ergonomique permettant au chirurgien de travailler confortablement dans n'importe quelle position

Design léger pour minimiser la fatigue des mains lors des longues procédures

Contrôle intégré du vide permettant au chirurgien d'appliquer la pression nécessaire

Les orifices de décharge sont conçus pour réduire le risque de lésions tissulaires

Les poignées d'aspiration Tri-Grasp sont conçues ergonomiquement pour améliorer le confort et le contrôle des chirurgiens lors des aspirations chirurgicales pendant les interventions.

11-Canules d'aspiration usage unique

11-Single-Use Suction Cannulas

11-Einweg - Saugansatz

11-Cannule di aspirazione monouso

Poignée d'aspiration Tri-Grasp

Art. Nr.	Désignation TRI-GRASP	Longueur	Pointe	Trous orifices	Vacuum control	Pcs/dispenser
7-GC1245E1W0	Pointe simple de 6,6 mm avec orifice de contrôle, sans orifices latéraux	155 mm	Pointe simple (O.D) de 6,6 mm	0	OUI	50
7-GC1245E1N0	Pointe simple de 6,6 mm avec orifice de contrôle, sans orifices latéraux	155 mm	Pointe simple (O.D) de 6,6 mm	0	NON	50
7-GC1245E1W	Pointe simple de 6,6 mm avec orifice de contrôle, avec orifices latéraux	155 mm	Pointe simple (O.D) de 6,6 mm	4	OUI	50
7-GC1245E1N	Pointe simple de 6,6 mm avec orifice de contrôle, avec orifices latéraux	155 mm	Pointe simple (O.D) de 6,6 mm,	4	NON	50
7-GC1245E1W0-24	Pointe simple de 7.5 mm avec orifice de contrôle, sans orifices latéraux	155mm	Pointe simple (O.D) de 7.5 mm	0	OUI	50
7-GC1245E1N0-24	Pointe simple de 7.5 mm avec orifice de contrôle, sans orifices latéraux	155mm	Pointe simple (O.D) de 7.5 mm	0	NON	50
7-GC1245E1W-24	Pointe simple de 7.5 mm avec orifice de contrôle, avec orifices latéraux	155mm	Pointe simple (O.D) de 7.5 mm	4	OUI	50
7-GC1245E1N-24	Pointe simple de 7.5 mm avec orifice de contrôle, avec orifices latéraux	155mm	Pointe simple (O.D) de 7.5 mm	4	NON	50
7-GC1244E1W	Pointe effilée avec orifice de contrôle, sans orifices latéraux	155mm	Pointe effilée	0	OUI	50
7-GC1244E1N	Pointe effilée avec orifice de contrôle, sans orifices latéraux	155mm	Pointe effilée	0	NON	50
7-GC1244E1W1	Pointe effilée avec orifice de contrôle, avec orifices latéraux	155mm	Pointe effilée	4	OUI	50
7-GC1244E1N1	Pointe effilée avec orifice de contrôle, avec orifices latéraux	155mm	Pointe effilée	4	NON	50
7-GC1248J1W	Pointe aplatie avec orifice de contrôle, sans orifices latéraux	155mm	Pointe aplatie	0	OUI	50
7-GC1248J1N	Pointe aplatie avec orifice de contrôle, sans orifices latéraux	155mm	Pointe aplatie	0	NON	50
7-GC1258A6RW	Pointe atraumatique avec orifice de contrôle, sans orifices latéraux	155mm	Pointe atraumatique	0	OUI	50
7-GC1258A6RN	Pointe atraumatique avec orifice de contrôle, sans orifices latéraux	155mm	Pointe atraumatique	0	NON	50



11-Canules d'aspiration usage unique

11-Single-Use Suction Cannulas

11-Einweg - Saugansatz

11-Cannule di aspirazione monouso

Vacuum Control Adaptor | Adaptateur de régulation de vide



Art. Nr.	Désignation	Pcs/dispenser
7-GC3042A01	ADULT	10
7-GC3042A02	PEDIATRIQUE	10



VICART Med
Solutions for medical care


12-Tubulure de raccordement pour aspiration

12-Suction Connecting tubes

12- Absaugschläuche

12- Tubi di connessione per aspirazione

28





12-Tubulure de raccordement pour aspiration

12-Suction Connecting tubes

12- Absaugschläuche

12- Tubi di connessione per aspirazione

TUBES DE RACCORDEMENT POUR ASPIRATION

Les tubes de raccordement pour aspiration sont utilisés pour relier les dispositifs d'aspiration aux sources de vide ou aux systèmes de collecte pendant les procédures médicales. Ils sont essentiels pour évacuer efficacement les fluides corporels, le sang ou les débris pendant les opérations chirurgicales ou les soins médicaux.

CARACTÉRISTIQUES :

Fabriqués à partir de matériaux flexibles et résistants

Disponibles en différentes longueurs et diamètres pour s'adapter à divers dispositifs

Résistants au pliage pour garantir un flux d'aspiration continu

Stériles et à usage unique pour prévenir toute contamination

Connecteurs universels pour une compatibilité avec une large gamme d'instruments d'aspiration

Résistance élevée à l'écrasement pour maintenir la performance d'aspiration

Ces tubes sont souvent transparents, permettant de visualiser le contenu pendant les procédures.

Disponibles dans les variantes suivantes :

Type de connexion :

F – Femelle

F/F – Connecteurs Femelle/Femelle

F/F/M – Connecteurs Femelle/Femelle/Mâle

F/F/M/VC – Connecteurs Femelle/Femelle/Mâle avec contrôle du vide (Vacuum Control)

Longueurs :

1.5 m

1.8 m

2.0 m

2.7 m

3.0 m

3.5 m

4.0 m

6.0 m

Charrière :

CH24

CH26

CH30

Diamètre interne du tube :



Sans
DEHP



12-Tubulure de raccordement pour aspiration

12-Suction Connecting tubes


12- Absaugschläuche

12- Tubi di connessione per aspirazione

MegaFlow

Les poignées et ensembles d'aspiration MegaFlow sont des dispositifs d'aspiration utilisés pour l'élimination intra-opératoire du sang et des fluides lors des chirurgies ouvertes.

Capacité de débit élevé



Art. Nr.	Désignation	Pcs/dispenser
7-GC1006S1CK38C01	Set d'aspiration Yankauer, diamètre extérieur (OD) de 11,7 mm, avec un tube de raccordement de 3,5 m + GC1245E1W-30.	10
7-GC1006S1CK39C01	Set d'aspiration Yankauer, diamètre extérieur (OD) de 11,7 mm, avec un tube de raccordement de 3,5 m + GC1245E1N-30.	10