



care kits

SETS
SOINS
TRACHÉOTOMIE

REF. 52-0158

SETS SOINSTRACHÉOTOMIE

Set Pansement Trachéotomie | Tracheostomie-Verbadset



Emballage/pliage 1



Emballage/pliage 2



Blister souple



Blister rigide
GTIN : 06947329610906



Dispenser




Carton : 50 sets
GTIN : 06947329610917

Nom Composant	Komponentenname	Qté Menge/set
Blister rigide 3 compartiments	Hard Blister mit 3 Fächern	1
Bâtonnet ouate 15cm, petite tête	Wattestäbchen 15cm, kleine Spritze	6
Compresse de gaze 5x5cm, 17 fils, 12 plis	Gaze-Kompressen 5x5cm, 17 Fädeb, 12-lagig	5
Compresse en non-tissé (NW), 5x5cm, 40grs, 4 plis	Vlieskompressen 5x5cm, 40g, 4-lagig	5
Compresse en non-tissé (NW), 10x10cm, 40grs, 4 plis	Vlieskompressen 10x20cm, 4g, 4-lagig	1
Pincette plastique bleue, 13cm	PP-Pinzette blau, 13cm	1
Pincette standard métallique, 14cm	Anatomische Metallpinzette, 14cm	1
Champ bleu 38x45cm, 2 plis, plié (inclus dans le set)	Abdecktuch blau 38x45cm, gefaltet, 2-lagig, (im set enthalten)	1
Brosse pour canule trachéotomie, 15cm	Tracheostomie-Brüste, 15cm	1



REF. 52-0158 – Set pansement Trachéotomie, stérile – HUG






Blister rigide



= 50 sets

Carton

6x  Wooden applicator w/small head cotton	5x  Gauze swabs, 17th, 12 plys, 5x5cm	5x  NW Swabs, 40g, 6 plys, 5x5cm	1x  NW Swabs, 40g, 6 plys, 10x20cm	1x  Forceps PP Blue. 13cm
1x  Dissection forceps metallic single use, 14cm	1x  Surgical drape folded blue 2 plys, 38x45cm (inside kit)	1x  Brush for tracheal cannula	1x  Hard Blister H2.2, 3 compartments 21x20x5cm or other equivalent with 3 compartments	

Veuillez noter que les dessins et images des produits présentés sur ce fichier ne reflètent pas à 100 % les articles originaux. Ils sont fournis à titre indicatif uniquement. Les caractéristiques réelles des produits peuvent varier. Nous vous remercions de votre compréhension.