

02-05

Boules en non-tissé



Ce produit, en viscose et polyester, est conçu pour les procédures de pansement des plaies, la désinfection de la peau, ainsi que pour tamponner et absorber pendant les interventions chirurgicales.

Caractéristiques

- + Poids approximatif : 30 g/m²
- + Disponible avec ou sans fil détectable aux rayons X
- + Les bords bruts du tissu sont retournés vers l'intérieur et maintenus à l'aide d'un élastique (LF) en silicone.

NON-STÉRILE

Forme	Fil RX	Gr. /m ²	Poids gr./pc	Ø	Taille NT ouverte	Taille NT ouverte cm ²	REF.	Pcs./sachet	Pcs./Carton
Ronde		30	0.30	20 mm	10 x 10 cm	100	01-05-000001	100	2000
			0.58	25 mm	15 x 13 cm	195	01-05-000002	500	5000
			1.02	30 mm	20 x 17 cm	340	01-05-000003	100	2000
			1.53	35 mm	30 x 17 cm	510	01-05-000004	50	5000
			1.80	40 mm	30 x 20 cm	600	01-05-000005	500	1000
			2.34	45 mm	30 x 26 cm	780	01-06-000006	100	2000
			2.70	50 mm	30 x 30 cm	900	01-06-000007	100	2000
Ronde	X	30	0.30	20 mm	10 x 10 cm	100	01-05-000008	100	2000
			0.58	25 mm	15 x 13 cm	195	01-05-000009	500	5000
			1.02	30 mm	20 x 17 cm	340	01-05-000010	100	2000
			1.53	35 mm	30 x 17 cm	510	01-05-000011	50	5000
			1.80	40 mm	30 x 20 cm	600	01-05-000012	500	1000
			2.34	45 mm	30 x 26 cm	780	01-06-000013	100	2000
			2.70	50 mm	30 x 30 cm	900	01-06-000014	100	2000

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE | DOUBLE EMBALLAGE

Ø	Taille NT ouverte	Taille NT ouverte cm ²	Gr./m ²	Fil RX	Poids gr./pc	Simple emb.	Double emb.	REF.	Pcs./sachet	Dispenser	Pcs./Carton
20 mm	10 x 10 cm	100	30		0.30	X		01-05-000500	3	50	1000
								01-05-000501	5		
								01-05-000502	10		
							X	01-05-000503	5		
								01-05-000504	10		
25 mm	15 x 13 cm	195	30		0.58	X		01-05-000507	3	50	1000
								01-05-000508	5		
								01-05-000509	10		
							X	01-05-000510	5		
								01-05-000511	10		
30 mm	20 x 17 cm	340	30		1.02	X		01-05-000514	3	50	1000
								01-05-000515	5		
								01-05-000516	10		
							X	01-05-000517	5		
								01-05-000518	10		

Ø	Taille NT ouverte	Taille NT ouverte cm²	Gr./m²	Fil RX	Poids gr./pc	Simple emb.	Double emb.	REF.	Pcs./sachet	Dispenser	Pcs./Carton
35 mm	30 x 17 cm	510	30		1.53	X		01-05-000521	3	50	1000
								01-05-000522	5		
								01-05-000523	10		
							X	01-05-000524	5		
								01-05-000525	10		
40 mm	30 x 20 cm	600	30		1.80	X		01-05-000528	3	50	1000
								01-05-000529	5		
								01-05-000530	10		
							X	01-05-000531	5		
								01-05-000532	10		
45 mm	30 x 26 cm	780	30		2.34	X		01-05-000535	3	50	1000
					3.24			01-05-000536	5		
								01-05-000537	10		
						X	01-05-000538	5			
							01-05-000539	10			
50 mm	30 x 30 cm	900	30		2.34	X		01-05-000542	3	50	1000
					2.70			01-05-000543	5		
								01-05-000544	10		
						X	01-05-000545	5			
							01-05-000546	10			
20 mm	10 x 10 cm	100	30	X	0.30	X		01-05-000550	3	50	1000
								01-05-000551	5		
								01-05-000552	10		
							X	01-05-000553	5		
								01-05-000554	10		
25 mm	15 x 13 cm	195	30	X	0.58	X		01-05-000555	3	50	1000
								01-05-000556	5		
								01-05-000557	10		
							X	01-05-000558	5		
								01-05-000559	10		
30 mm	20 x 17 cm	340	30	X	1.02	X		01-05-000560	3	50	1000
35 mm								01-05-000561	5		
								01-05-000562	10		
						X	01-05-000563	5			
							01-05-000564	10			
35 mm	30 x 17 cm	510	30	X	1.53	X		01-05-000565	3	50	1000
								01-05-000566	5		
								01-05-000567	10		
							X	01-05-000568	5		
								01-05-000569	10		
40 mm	30 x 20 cm	600	30	X	1.80	X		01-05-000570	3	50	1000
								01-05-000571	5		
								01-05-000572	10		
							X	01-05-000573	5		
								01-05-000574	10		
45 mm	30 x 26 cm	780	30	X	2.34	X		01-05-000575	3	50	1000
					3.24			01-05-000576	5		
								01-05-000577	10		
						X	01-05-000578	5			
							01-05-000579	10			
50 mm	30 x 30 cm	900	30	X	2.34	X		01-05-000580	3	50	1000
					2.70			01-05-000581	5		
								01-05-000582	10		
						X	01-05-000583	5			
							01-05-000584	10			
Ø	Taille NT ouverte	Taille NT ouverte cm²	Gr./m²	Fil RX	Poids gr./pc	Simple emb.	Double emb.	REF.	Pcs./sachet	Dispenser	Pcs./Carton



VICART Sàrl
Chemin des Grottes 8D
1700 Fribourg
Suisse | Switzerland
www.vicart.ch
info@vicart.ch



VICART Med
Solutions for medical care