

01-03

Compresse de gaze



La compresse est destinée à la désinfection cutanée, au nettoyage des plaies, au recouvrement des blessures, et à l'absorption des fluides corporels.

Caractéristiques

- + Conforme à la Pharmacopée Européenne et à la norme EN 14079
- + Blanchie sans chlore
- + Disponible en 17 fils ou 24 fils, avec des formats de 8, 12, 16, 24 et 32 plis
- + Avec ou sans fil RX
- + 100 % coton
- + Dispositif médical de Classe IIa

NON-STÉRILE

Mesure	Fils/cm2	Couches	Fil RX	Pcs./Carton	Pcs./sachet	Pcs./Carton
5 x 5 cm	17	8		01-03-000500	100	1'000
		12		01-03-000501		
		16		01-03-000502		
		24		01-03-000503		
		8	X	01-03-000504		
		12	X	01-03-000505		
		16	X	01-03-000506		
		24	X	01-03-000507		
7.5 x 7.5 cm	17	8		01-03-000508		
		12		01-03-000509		
		16		01-03-000510		
		24		01-03-000511		
		8	X	01-03-000512		
		12	X	01-03-000513		
		16	X	01-03-000514		
		24	X	01-03-000515		
10 cm x 10 cm	17	8		01-03-000516		
		12		01-03-000517		
		16		01-03-000518		
		24		01-03-000519		
	24	8	X	01-03-000520		
		16		01-03-000532		
		12	X	01-03-000521		
		16	X	01-03-000522		
10 cm x 20 cm	17	24	X	01-03-000523		
		8		01-03-000524		
		12		01-03-000525		
		16		01-03-000526		
		24		01-03-000527		
		8	X	01-03-000528		
		12	X	01-03-000529		
		16	X	01-03-000530		
		24	X	01-03-000531		

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm²	Couches	Fil RX	Pcs./sachet	Sach./Dispenser	Sach./Carton	REF
5 cm x 5 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000010
				3	100 (3)	1'000	01-03-000011
				5	100 (5)	1'000	01-03-000012
				10	50 (10)	500	01-03-000013
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000014
				3	100 (3)	1'000	01-03-000015
				5	100 (5)	1'000	01-03-000016
				10	50 (10)	500	01-03-000017
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000026
				3	100 (3)	1'000	01-03-000027
				5	100 (5)	1'000	01-03-000028
				10	50 (10)	500	01-03-000029
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000030
				3	100 (3)	1'000	01-03-000031
				5	100 (5)	1'000	01-03-000032
				10	50 (10)	500	01-03-000033
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000041
				3	100 (3)	1'000	01-03-000042
				5	100 (5)	1'000	01-03-000043
				10	50 (10)	500	01-03-000044
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000045
				3	100 (3)	1'000	01-03-000046
				5	100 (5)	1'000	01-03-000047
				10	50 (10)	500	01-03-000048
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000057
				3	100 (3)	1'000	01-03-000058
				5	100 (5)	1'000	01-03-000059
				10	50 (10)	500	01-03-000060
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000061
				3	100 (3)	1'000	01-03-000062
				5	100 (5)	1'000	01-03-000063
				10	50 (10)	500	01-03-000064
7.5 cm x 7.5 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000073
				3	100 (3)	1'000	01-03-000074
				5	100 (5)	1'000	01-03-000075
				10	50 (10)	500	01-03-000076
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000077
				3	100 (3)	1'000	01-03-000078
				5	100 (5)	1'000	01-03-000079
				10	50 (10)	500	01-03-000080
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000089
				3	100 (3)	1'000	01-03-000090
				5	100 (5)	1'000	01-03-000091
				10	50 (10)	500	01-03-000092
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000093
				3	100 (3)	1'000	01-03-000094
				5	100 (5)	1'000	01-03-000095
				10	50 (10)	500	01-03-000096
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000105
				3	100 (3)	1'000	01-03-000106
				5	100 (5)	1'000	01-03-000107
				10	50 (10)	500	01-03-000108
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000109
				3	100 (3)	1'000	01-03-000110
				5	100 (5)	1'000	01-03-000111
				10	50 (10)	500	01-03-000112
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000120
				3	100 (3)	1'000	01-03-000121
				5	100 (5)	1'000	01-03-000122
				10	50 (10)	500	01-03-000123
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000124
				3	100 (3)	1'000	01-03-000125
				5	100 (5)	1'000	01-03-000126
				10	50 (10)	500	01-03-000127

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm²	Couches	Fil RX	Pcs./sachet	Sach./Dispenser	Sach./Carton	REF
10 cm x 10 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000136
				3	100 (3)	1'000	01-03-000137
				5	100 (5)	1'000	01-03-000138
				10	50 (10)	500	01-03-000139
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000140
				3	100 (3)	1'000	01-03-000141
				5	100 (5)	1'000	01-03-000142
				10	50 (10)	500	01-03-000143
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000152
				3	100 (3)	1'000	01-03-000153
				5	100 (5)	1'000	01-03-000154
				10	50 (10)	500	01-03-000155
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000156
				3	100 (3)	1'000	01-03-000157
				5	100 (5)	1'000	01-03-000158
				10	50 (10)	500	01-03-000159
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000168
				3	100 (3)	1'000	01-03-000169
				5	100 (5)	1'000	01-03-000170
				10	50 (10)	500	01-03-000171
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000182
				3	100 (3)	1'000	01-03-000183
				5	100 (5)	1'000	01-03-000184
				10	50 (10)	500	01-03-000185
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000186
				3	100 (3)	1'000	01-03-000187
				5	100 (5)	1'000	01-03-000188
				10	50 (10)	500	01-03-000189
10 cm x 20 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000198
				3	100 (3)	1'000	01-03-000199
				5	100 (5)	1'000	01-03-000200
				10	50 (10)	500	01-03-000201
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000202
				3	100 (3)	1'000	01-03-000203
				5	100 (5)	1'000	01-03-000204
				10	50 (10)	500	01-03-000205
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000214
				3	100 (3)	1'000	01-03-000215
				5	100 (5)	1'000	01-03-000216
				10	50 (10)	500	01-03-000217
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000218
				3	100 (3)	1'000	01-03-000219
				5	100 (5)	1'000	01-03-000220
				10	50 (10)	500	01-03-000221
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000229
				3	100 (3)	1'000	01-03-000230
				5	100 (5)	1'000	01-03-000231
				10	50 (10)	500	01-03-000232
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000233
				3	100 (3)	1'000	01-03-000234
				5	100 (5)	1'000	01-03-000235
				10	50 (10)	500	01-03-000236
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000245
				3	100 (3)	1'000	01-03-000246
				5	100 (5)	1'000	01-03-000247
				10	50 (10)	500	01-03-000248
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000249
				3	100 (3)	1'000	01-03-000250
				5	100 (5)	1'000	01-03-000251
				10	50 (10)	500	01-03-000252

STÉRILE DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm²	Couches	Fil RX	Pcs./sachet	Sach./Dispenser	Sach./Carton	REF
5 cm x 5 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000010
				3	100 (3)	1'000	01-03-000011
				5	100 (5)	1'000	01-03-000012
				10	50 (10)	500	01-03-000013
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000014
				3	100 (3)	1'000	01-03-000015
				5	100 (5)	1'000	01-03-000016
				10	50 (10)	500	01-03-000017
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000034
				3	100 (3)	1'000	01-03-000035
				5	100 (5)	1'000	01-03-000036
				10	50 (10)	500	01-03-000037
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000038
				3	100 (3)	1'000	01-03-000039
				5	100 (5)	1'000	01-03-000040
				10	50 (10)	500	01-03-000041
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000049
				3	100 (3)	1'000	01-03-000050
				5	100 (5)	1'000	01-03-000051
				10	50 (10)	500	01-03-000052
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000053
				3	100 (3)	1'000	01-03-000054
				5	100 (5)	1'000	01-03-000055
				10	50 (10)	500	01-03-000056
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000065
				3	100 (3)	1'000	01-03-000066
				5	100 (5)	1'000	01-03-000067
				10	50 (10)	500	01-03-000068
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000069
				3	100 (3)	1'000	01-03-000070
				5	100 (5)	1'000	01-03-000071
				10	50 (10)	500	01-03-000072
7,5 cm x 7,5 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000081
				3	100 (3)	1'000	01-03-000082
				5	100 (5)	1'000	01-03-000083
				10	50 (10)	500	01-03-000084
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000085
				3	100 (3)	1'000	01-03-000086
				5	100 (5)	1'000	01-03-000087
				10	50 (10)	500	01-03-000088
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000097
				3	100 (3)	1'000	01-03-000098
				5	100 (5)	1'000	01-03-000099
				10	50 (10)	500	01-03-000100
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000101
				3	100 (3)	1'000	01-03-000102
				5	100 (5)	1'000	01-03-000103
				10	50 (10)	500	01-03-000104
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000113
				3	100 (3)	1'000	01-03-000114
				5	100 (5)	1'000	01-03-000115
				10	50 (10)	500	01-03-000116
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000117
				3	100 (3)	1'000	01-03-000118
				5	100 (5)	1'000	01-03-000119
				10	50 (10)	500	01-03-000120
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000128
				3	100 (3)	1'000	01-03-000129
				5	100 (5)	1'000	01-03-000130
				10	50 (10)	500	01-03-000131
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000132
				3	100 (3)	1'000	01-03-000133
				5	100 (5)	1'000	01-03-000134
				10	50 (10)	500	01-03-000135

STÉRILE DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm²	Couches	Fil RX	Pcs./sachet	Sach./Dispenser	Sach./Carton	REF
10 cm x 10 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000144
				3	100 (3)	1'000	01-03-000145
				5	100 (5)	1'000	01-03-000146
				10	50 (10)	500	01-03-000147
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000148
				3	100 (3)	1'000	01-03-000149
				5	100 (5)	1'000	01-03-000150
				10	50 (10)	500	01-03-000151
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000160
				3	100 (3)	1'000	01-03-000161
				5	100 (5)	1'000	01-03-000162
				10	50 (10)	500	01-03-000163
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000164
				3	100 (3)	1'000	01-03-000165
				5	100 (5)	1'000	01-03-000166
				10	50 (10)	500	01-03-000167
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000176
				3	100 (3)	1'000	01-03-000177
				5	100 (5)	1'000	01-03-000178
				10	50 (10)	500	01-03-000179
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000180
				3	100 (3)	1'000	01-03-000181
				5	100 (5)	1'000	01-03-000182
				10	50 (10)	500	01-03-000183
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000190
				3	100 (3)	1'000	01-03-000191
				5	100 (5)	1'000	01-03-000192
				10	50 (10)	500	01-03-000193
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000194
				3	100 (3)	1'000	01-03-000195
				5	100 (5)	1'000	01-03-000196
				10	50 (10)	500	01-03-000197
10 cm x 20 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000206
				3	100 (3)	1'000	01-03-000207
				5	100 (5)	1'000	01-03-000208
				10	50 (10)	500	01-03-000209
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000210
				3	100 (3)	1'000	01-03-000211
				5	100 (5)	1'000	01-03-000212
				10	50 (10)	500	01-03-000213
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000222
				3	100 (3)	1'000	01-03-000223
				5	100 (5)	1'000	01-03-000224
				10	50 (10)	500	01-03-000225
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000226
				3	100 (3)	1'000	01-03-000227
				5	100 (5)	1'000	01-03-000228
				10	50 (10)	500	01-03-000229
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000237
				3	100 (3)	1'000	01-03-000238
				5	100 (5)	1'000	01-03-000239
				10	50 (10)	500	01-03-000240
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000241
				3	100 (3)	1'000	01-03-000242
				5	100 (5)	1'000	01-03-000243
				10	50 (10)	500	01-03-000244
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000252
				3	100 (3)	1'000	01-03-000253
				5	100 (5)	1'000	01-03-000254
				10	50 (10)	500	01-03-000255
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000256
				3	100 (3)	1'000	01-03-000257
				5	100 (5)	1'000	01-03-000258
				10	50 (10)	500	01-03-000259



VICART Sàrl
Chemin des Grottes 8D
1700 Fribourg
Suisse | Switzerland
www.vicart.ch
info@vicart.ch



VICART Med
Solutions for medical care