

01-02

Compresse de gaze en coton hydrophile et non-tissé



La compresse de gaze hydrophile est fabriquée en coton blanc de 20 fils/cm² et en tissu non tissé de 30 g/m² ou 50 g/m², avec des dimensions de 50 x 50 cm.

- Caractéristiques**
- Avec fil RX
 - 100 % coton ou composition 50 % viscose et 50 % polyester
 - Sans latex ni phtalates
 - Dispositif médical de Classe IIa

Ce dispositif non invasif est utilisé comme barrière mécanique pour contrôler le microenvironnement d'une plaie, qu'elle soit légère ou profonde. Il offre une protection contre les abrasions et les blessures, tout en assurant l'absorption des fluides corporels superficiels.

NON-STÉRILE

Mesure	Fils/cm2	Fil RX	Couleur	NT Gr./m2	REF	Pcs./sachet	Pcs./Carton
50 x 50 cm	20	OUI	Blanc	30	01-02-000001	50	500
				50	01-02-000003		
			Vert	30	01-02-000005		
				50	01-02-000007		
			Bleu	30	01-02-000009		
				50	01-02-000011		

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE | STÉRILE DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm ²	Fil RX	Couleur	NT Gr./m2	Emballage Simple	Emballage Double	REF	Pcs./sachet	Sach./Dispenser	Sach./Carton
50 x 50 cm	20	OUI	Blanc	30	X		01-02-000100	1	25	100
				50	X		01-02-000101			
				30		X	01-02-000102			
				50		X	01-02-000103			
			Vert	30	X		01-02-000104			
				50	X		01-02-000105			
				30		X	01-02-000105			
				50		X	01-02-000106			
			Bleu	30	X		01-02-000107			
				50	X		01-02-000108			
				30		X	01-02-000109			
				50		X	01-02-000110			



VICART Sàrl
Chemin des Grottes 8D
1700 Fribourg
Suisse | Switzerland
www.vicart.ch
info@vicart.ch



VICART Med
Solutions for medical care