



Ce produit, composé de pâte de cellulose, de polypropylène blanc, de polypropylène SMS bleu, de papier de soie et d'un filet non adhérent en polyéthylène, est idéal pour les situations nécessitant une grande capacité d'absorption.

Caractéristiques

- + Conçu pour les plaies avec exsudation modérée à élevée
- + Utilisé comme pansement secondaire pour les plaies à forte exsudation
- + Grande capacité d'absorption et non-adhérence à la plaie

NON-STÉRILE

Mesure	REF.	Pcs./sachet	Pcs./Carton
10 x 10 cm	01-08-000001	25	1500
10 x 15 cm	01-08-000002	25	1000
10 x 20 cm	01-08-000003	25	900
15 x 20 cm	01-08-000004	25	600
15 x 25 cm	01-08-000005	25	450
20 x 20 cm	01-08-000006	25	400
20 x 25 cm	01-08-000007	25	300
20 x 30 cm	01-08-000008	25	300
20 x 40 cm	01-08-000009	25	200

Mesure	REF.	Simple emballage	Pcs./sachet	Pcs./Carton
10 x 10 cm	01-08-000001	1	60	600
10 x 15 cm	01-08-000002	1	30	300
10 x 20 cm	01-08-000003	1	30	300
15 x 20 cm	01-08-000004	1	30	300
15 x 25 cm	01-08-000005	1	30	240
20 x 20 cm	01-08-000006	1	30	180
20 x 25 cm	01-08-000007	1	30	120
20 x 30 cm	01-08-000008	1	30	120
20 x 40 cm	01-08-000009	1	25	100



VICART Sàrl
Chemin des Grottes 8D
1700 Fribourg
Suisse | Switzerland
www.vicart.ch
info@vicart.ch



VICART Med
Solutions for medical care