

01-06 Tampons de gaze



Cette compresse est conçue pour les procédures de pansement des plaies, la désinfection de la peau, ainsi que pour tamponner et absorber pendant les interventions chirurgicales.

Caractéristiques

- + Fabriquée en coton avec un anneau élastique sans latex (silicone)
- + 20 fils/cm², conforme à la norme EN 14079
- + Disponible avec ou sans fil détectable aux rayons X
- + Les bords bruts du tissu sont retournés vers l'intérieur et maintenus à l'aide d'un élastique en silicone (LF)

NON-STÉRILE

Forme	Fils	Fil RX	Ø	Taille gaze ouverte	Taille gaze ouverte cm ²	Poids gr./pc	REF.	Pcs./sachet	Pcs./carton
ronde	20		20 mm	10 x 10 cm	100	0.27	01-06-000001	500	5000
			30 mm	15 x 16 cm	240	0.65	01-06-000002		
			35 mm	20 x 20 cm	400	1.08	01-06-000003	250	2500
			40 mm	25 x 26 cm	650	1.76	01-06-000004		
			45 mm	30 x 30 cm	900	2.43	01-06-000005	100	1000
			50 mm	30 x 40 cm	1200	3.24	01-06-000006		
			55 mm	40 x 40 cm	1600	4.32	01-06-000007		
			60 mm	40 x 50 cm	2000	5.40	01-06-000008		
		X	20 mm	10 x 10 cm	100	0.27	01-06-000009	500	5000
			30 mm	15 x 16 cm	240	0.65	01-06-000010		
			35 mm	20 x 20 cm	400	1.08	01-06-000011	250	2500
			40 mm	25 x 26 cm	650	1.76	01-06-000012		
			45 mm	30 x 30 cm	900	2.43	01-06-000013	100	1000
			50 mm	30 x 40 cm	1200	3.24	01-06-000014		
			55 mm	40 x 40 cm	1600	4.32	01-06-000015		
			60 mm	40 x 50 cm	2000	5.40	01-06-000016		

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE | DOUBLE EMBALLAGE

Ø	Taille gaze ouverte	Taille gaze ouverte cm²	Poids gr/pc	Fils	Fil RX	REF.	Simple emb.	Double emb.	Pcs./sachet	Dispenser	Pcs./Carton
20 mm	10 x 10 cm	100	0.27	20		01-06-000500	x		5	200	4000
						01-06-000501	x		10	200	2000
						01-06-000502		x	5	200	4000
						01-06-000503		x	10	200	2000
30 mm	15 x 16 cm	240	0.65			01-06-000504	x		5	200	4000
						01-06-000505	x		10	200	2000
						01-06-000506		x	5	200	4000
						01-06-000507		x	10	200	2000
35 mm	20 x 20 cm	400	1.08	20		01-06-000564	x		3	200	4000
						01-06-000508	x		5	200	4000
						01-06-000509	x		10	200	2000
40 mm	25 x 26 cm	650	1.755			01-06-000510		x	5	200	4000
						01-06-000511		x	10	200	2000
						01-06-000512	x		5	200	4000
						01-06-000513	x		10	200	2000
45 mm	30 x 30 cm	900	2.43		20		01-06-000514		x	5	200
				01-06-000515				x	10	200	2000
				01-06-000516			x		5	100	2000
				01-06-000517			x		10	100	2000
50 mm	30 x 40 cm	1200	3.24			01-06-000518		x	5	100	2000
						01-06-000519		x	10	100	2000
						01-06-000520	x		5	100	2000
						01-06-000521	x		10	100	2000
55 mm	40 x 40 cm	1600	4.32	20		01-06-000522		x	5	100	2000
						01-06-000523		x	10	100	2000
						01-06-000524	x		5	100	2000
						01-06-000525	x		10	100	2000
	40 x 50 cm	2000	5.40			01-06-000526		x	5	100	2000
						01-06-000527		x	10	100	2000
						01-06-000528	x		5	100	2000
						01-06-000529	x		10	100	2000
20 mm	10 x 10 cm	100	0.27	20	X	01-06-000530		x	5	100	2000
						01-06-000531		x	10	100	2000
						01-06-000532	x		5	200	4000
						01-06-000533	x		10	200	2000
						01-06-000534		x	5	200	4000
						01-06-000535		x	10	200	2000
						01-06-000536	x		5	200	4000
						01-06-000537	x		10	200	2000
30 mm	15 x 16 cm	240	0.65		01-06-000538		x	5	200	4000	
					01-06-000539		x	10	200	2000	
					01-06-000540	x		5	200	4000	
35 mm	20 x 20 cm	400	1.08	20	X	01-06-000541	x		10	200	2000
						01-06-000542		x	5	200	4000
						01-06-000543		x	10	200	2000
						01-06-000544	x		5	200	4000
40 mm	25 x 26 cm	650	1.755			01-06-000545	x		10	200	2000
						01-06-000546		x	5	200	4000
						01-06-000547		x	10	200	2000
						01-06-000548	x		5	100	2000
45 mm	30 x 30 cm	900	2.43	20	X	01-06-000549	x		10	100	2000
						01-06-000550		x	5	100	2000
						01-06-000551		x	10	100	2000
						01-06-000552	x		5	100	2000
50 mm	30 x 40 cm	1200	3.24			01-06-000553	x		10	100	2000
						01-06-000554		x	5	100	2000
						01-06-000555		x	10	100	2000
						01-06-000556	x		5	100	2000
55 mm	40 x 40 cm	1600	4.32	20	X	01-06-000557	x		10	100	2000
						01-06-000558		x	5	100	2000
						01-06-000559		x	10	100	2000
	40 x 50 cm	2000	5.40			01-06-000560	x		5	100	2000
						01-06-000561	x		10	100	2000
						01-06-000562		x	5	100	2000
						01-06-000563		x	10	100	2000



VICART Sàrl
Chemin des Grottes 8D
1700 Fribourg
Suisse | Switzerland
www.vicart.ch
info@vicart.ch



VICART Med
Solutions for medical care