

VicartMed

Wound Care Catalog



VICART Sàrl

Chemin des Grottes 8D
1700 Fribourg
Suisse | Switzerland

www.vicart.ch

info@vicart.ch



VICART Med
Solutions for medical care

01-01

Compresse abdominales



Les compresses abdominales sont conçues pour une utilisation directe au bloc opératoire. Elles permettent de saisir et de maintenir les organes ainsi que les tissus corporels, tout en contribuant à arrêter les hémorragies et à absorber les fluides corporels lors des interventions chirurgicales.

Caractéristiques

100 % coton avec fil RX ou RX Tape

Disponibles en blanc, vert ou bleu, avec ou sans boucle (lacet)

4 ou 6 plis – 20 fils

Douces, absorbantes et prélavées

NON-STÉRILE | 01-01 Compresse abdominales

Mesure	Fils./cm2	Fil RX	Attachés par 5	Lacet	Couleur	Couches	REF	Pcs./sachet	Pcs./carton						
20 x 30 cm	20	OUI	OUI	OUI	Blanc	4	01-01-000001	30	90						
						6	01-01-000002								
					Bleu	4	01-01-000009			6	01-01-000010				
						Vert	4				01-01-000017	6	01-01-000018		
					30 x 45 cm	20	OUI			OUI	OUI	Blanc	4	01-01-000003	30
6	01-01-000004														
Bleu	4	01-01-000011	6	01-01-000012											
	Vert	4		01-01-000019				6	01-01-000020						
45 x 45 cm	20	OUI	OUI	OUI				Blanc	4			01-01-000005	30	90	
					6	01-01-000006									
					Bleu	4	01-01-000013	6	01-01-000014						
						Vert	4		01-01-000021	6	01-01-000025				
				4	01-01-000022										
				50 x 60 cm	20		OUI	OUI	OUI	Blanc	4	01-01-000007			30
						NON			4		01-01-000026				
OUI	6	01-01-000008	4			01-01-000015									
	6	01-01-000016				4			01-01-000023						
	Vert	4	01-01-000024												

STÉRILE DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Fils./cm2	Fil RX	Couches Plys	Lacet	Couleur	Pcs double emb.	REF	Sach./Dispenser	Sach./carton
20 x 30 cm	20	OUI	4	OUI	Blanc	2	01-01-000500	20	200
						5	01-01-000501		
						10	01-01-000502		
					Bleu	2	01-01-000503		
						5	01-01-000504		
						10	01-01-000505		
					Vert	2	01-01-000506		
						5	01-01-000507		
						10	01-01-000508		
			6	OUI	Blanc	2	01-01-000509		
						5	01-01-000510		
						10	01-01-000512		
					Bleu	2	01-01-000513		
						5	01-01-000514		
						10	01-01-000515		
					Vert	2	01-01-000516		
						5	01-01-000517		
						10	01-01-000518		
30 x 45 cm	20	OUI	4	OUI	Blanc	2	01-01-000519	20	240
						5	01-01-000520		
						10	01-01-000521		
					Bleu	2	01-01-000522		
						5	01-01-000523		
						10	01-01-000524		
					Vert	2	01-01-000525		
						5	01-01-000526		
						10	01-01-000527		
			6	OUI	Blanc	2	01-01-000528		
						5	01-01-000529		
						10	01-01-000530		
					Bleu	2	01-01-000531		
						5	01-01-000533		
						10	01-01-000534		
					Vert	2	01-01-000535		
						5	01-01-000536		
						10	01-01-000537		
Mesure	Fils./cm2	Fil RX	Couches Plys	Lacet	Couleur	Pcs double emb.	REF	Sach./Dispenser	Sach./carton
45 x 45 cm	20	OUI	4	OUI	Blanc	2	01-01-000538	15	150
						5	01-01-000539		
						10	01-01-000540		
					Bleu	2	01-01-000541		
						5	01-01-000543		
						10	01-01-000544		
					Vert	2	01-01-000545		
						5	01-01-000546		
						10	01-01-000547		
			6	NON	Blanc	2	01-01-000548		
						2	01-01-000075		
						5	01-01-000549		
					Bleu	10	01-01-000550		
						2	01-01-000551		
						5	01-01-000552		
					10	01-01-000553			
					Vert	2	01-01-000554		
						5	01-01-000555		
10	01-01-000556								
50 x 60 cm	20	OUI	4	OUI	Blanc	2	01-01-000557	15	150
						5	01-01-000558		
						10	01-01-000559		
					Bleu	2	01-01-000560		
						5	01-01-000561		
						10	01-01-000562		
					Vert	2	01-01-000563		
						5	01-01-000564		
						10	01-01-000565		
			6	OUI	Blanc	2	01-01-000566		
						5	01-01-000567		
						10	01-01-000568		
					Bleu	2	01-01-000569		
						5	01-01-000570		
						10	01-01-000571		
					Vert	2	01-01-000572		
						5	01-01-000573		
						10	01-01-000574		

01-02

Compresse de gaze en coton hydrophile et non-tissé



La compresse de gaze hydrophile est fabriquée en coton blanc de 20 fils/cm² et en tissu non tissé de 30 g/m² ou 50 g/m², avec des dimensions de 50 x 50 cm.

- Caractéristiques
- Avec fil RX
- 100 % coton ou composition 50 % viscose et 50 % polyester
- Sans latex ni phtalates
- Dispositif médical de Classe IIa

Ce dispositif non invasif est utilisé comme barrière mécanique pour contrôler le microenvironnement d'une plaie, qu'elle soit légère ou profonde. Il offre une protection contre les abrasions et les blessures, tout en assurant l'absorption des fluides corporels superficiels.

NON-STÉRILE

Mesure	Fils/cm2	Fil RX	Couleur	NT Gr./m2	REF	Pcs./sachet	Pcs./Carton
50 x 50 cm	20	OUI	Blanc	30	01-02-000001	50	500
				50	01-02-000003		
			Vert	30	01-02-000005		
				50	01-02-000007		
			Bleu	30	01-02-000009		
				50	01-02-000011		

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE | STÉRILE DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm ²	Fil RX	Couleur	NT Gr./m2	Emballage Simple	Emballage Double	REF	Pcs./sachet	Sach./Dispenser	Sach./Carton
50 x 50 cm	20	OUI	Blanc	30	X		01-02-000100	1	25	100
				50	X		01-02-000101			
				30		X	01-02-000102			
				50		X	01-02-000103			
			Vert	30	X		01-02-000104			
				50	X		01-02-000105			
				30		X	01-02-000105			
				50		X	01-02-000106			
			Bleu	30	X		01-02-000107			
				50	X		01-02-000108			
				30		X	01-02-000109			
				50		X	01-02-000110			

01-03

Compresse de gaze



La compresse est destinée à la désinfection cutanée, au nettoyage des plaies, au recouvrement des blessures, et à l'absorption des fluides corporels.

Caractéristiques

- + Conforme à la Pharmacopée Européenne et à la norme EN 14079
- + Blanchie sans chlore
- + Disponible en 17 fils ou 24 fils, avec des formats de 8, 12, 16, 24 et 32 plis
- + Avec ou sans fil RX
- + 100 % coton
- + Dispositif médical de Classe IIa

NON-STÉRILE

Mesure	Fils/cm2	Couches	Fil RX	Pcs./Carton	Pcs./sachet	Pcs./Carton
5 x 5 cm	17	8		01-03-000500	100	1'000
		12		01-03-000501		
		16		01-03-000502		
		24		01-03-000503		
		8	X	01-03-000504		
		12	X	01-03-000505		
		16	X	01-03-000506		
		24	X	01-03-000507		
7.5 x 7.5 cm	17	8		01-03-000508		
		12		01-03-000509		
		16		01-03-000510		
		24		01-03-000511		
		8	X	01-03-000512		
		12	X	01-03-000513		
		16	X	01-03-000514		
		24	X	01-03-000515		
10 cm x 10 cm	17	8		01-03-000516		
		12		01-03-000517		
		16		01-03-000518		
		24		01-03-000519		
	24	8	X	01-03-000520		
		16		01-03-000532		
		12	X	01-03-000521		
		16	X	01-03-000522		
10 cm x 20 cm	17	24	X	01-03-000523		
		8		01-03-000524		
		12		01-03-000525		
		16		01-03-000526		
		24		01-03-000527		
		8	X	01-03-000528		
		12	X	01-03-000529		
		16	X	01-03-000530		
		24	X	01-03-000531		

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm²	Couches	Fil RX	Pcs./sachet	Sach./Dispenser	Sach./Carton	REF
5 cm x 5 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000010
				3	100 (3)	1'000	01-03-000011
				5	100 (5)	1'000	01-03-000012
				10	50 (10)	500	01-03-000013
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000014
				3	100 (3)	1'000	01-03-000015
				5	100 (5)	1'000	01-03-000016
				10	50 (10)	500	01-03-000017
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000026
				3	100 (3)	1'000	01-03-000027
				5	100 (5)	1'000	01-03-000028
				10	50 (10)	500	01-03-000029
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000030
				3	100 (3)	1'000	01-03-000031
				5	100 (5)	1'000	01-03-000032
				10	50 (10)	500	01-03-000033
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000041
				3	100 (3)	1'000	01-03-000042
				5	100 (5)	1'000	01-03-000043
				10	50 (10)	500	01-03-000044
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000045
				3	100 (3)	1'000	01-03-000046
				5	100 (5)	1'000	01-03-000047
				10	50 (10)	500	01-03-000048
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000057
				3	100 (3)	1'000	01-03-000058
				5	100 (5)	1'000	01-03-000059
				10	50 (10)	500	01-03-000060
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000061
				3	100 (3)	1'000	01-03-000062
				5	100 (5)	1'000	01-03-000063
				10	50 (10)	500	01-03-000064
7.5 cm x 7.5 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000073
				3	100 (3)	1'000	01-03-000074
				5	100 (5)	1'000	01-03-000075
				10	50 (10)	500	01-03-000076
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000077
				3	100 (3)	1'000	01-03-000078
				5	100 (5)	1'000	01-03-000079
				10	50 (10)	500	01-03-000080
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000089
				3	100 (3)	1'000	01-03-000090
				5	100 (5)	1'000	01-03-000091
				10	50 (10)	500	01-03-000092
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000093
				3	100 (3)	1'000	01-03-000094
				5	100 (5)	1'000	01-03-000095
				10	50 (10)	500	01-03-000096
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000105
				3	100 (3)	1'000	01-03-000106
				5	100 (5)	1'000	01-03-000107
				10	50 (10)	500	01-03-000108
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000109
				3	100 (3)	1'000	01-03-000110
				5	100 (5)	1'000	01-03-000111
				10	50 (10)	500	01-03-000112
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000120
				3	100 (3)	1'000	01-03-000121
				5	100 (5)	1'000	01-03-000122
				10	50 (10)	500	01-03-000123
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000124
				3	100 (3)	1'000	01-03-000125
				5	100 (5)	1'000	01-03-000126
				10	50 (10)	500	01-03-000127

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm²	Couches	Fil RX	Pcs./sachet	Sach./Dispenser	Sach./Carton	REF
10 cm x 10 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000136
				3	100 (3)	1'000	01-03-000137
				5	100 (5)	1'000	01-03-000138
				10	50 (10)	500	01-03-000139
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000140
				3	100 (3)	1'000	01-03-000141
				5	100 (5)	1'000	01-03-000142
				10	50 (10)	500	01-03-000143
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000152
				3	100 (3)	1'000	01-03-000153
				5	100 (5)	1'000	01-03-000154
				10	50 (10)	500	01-03-000155
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000156
				3	100 (3)	1'000	01-03-000157
				5	100 (5)	1'000	01-03-000158
				10	50 (10)	500	01-03-000159
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000168
				3	100 (3)	1'000	01-03-000169
				5	100 (5)	1'000	01-03-000170
				10	50 (10)	500	01-03-000171
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000182
				3	100 (3)	1'000	01-03-000183
				5	100 (5)	1'000	01-03-000184
				10	50 (10)	500	01-03-000185
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000186
				3	100 (3)	1'000	01-03-000187
				5	100 (5)	1'000	01-03-000188
				10	50 (10)	500	01-03-000189
10 cm x 20 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000198
				3	100 (3)	1'000	01-03-000199
				5	100 (5)	1'000	01-03-000200
				10	50 (10)	500	01-03-000201
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000202
				3	100 (3)	1'000	01-03-000203
				5	100 (5)	1'000	01-03-000204
				10	50 (10)	500	01-03-000205
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000214
				3	100 (3)	1'000	01-03-000215
				5	100 (5)	1'000	01-03-000216
				10	50 (10)	500	01-03-000217
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000218
				3	100 (3)	1'000	01-03-000219
				5	100 (5)	1'000	01-03-000220
				10	50 (10)	500	01-03-000221
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000229
				3	100 (3)	1'000	01-03-000230
				5	100 (5)	1'000	01-03-000231
				10	50 (10)	500	01-03-000232
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000233
				3	100 (3)	1'000	01-03-000234
				5	100 (5)	1'000	01-03-000235
				10	50 (10)	500	01-03-000236
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000245
				3	100 (3)	1'000	01-03-000246
				5	100 (5)	1'000	01-03-000247
				10	50 (10)	500	01-03-000248
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000249
				3	100 (3)	1'000	01-03-000250
				5	100 (5)	1'000	01-03-000251
				10	50 (10)	500	01-03-000252

STÉRILE DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm²	Couches	Fil RX	Pcs./sachet	Sach./Dispenser	Sach./Carton	REF
5 cm x 5 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000010
				3	100 (3)	1'000	01-03-000011
				5	100 (5)	1'000	01-03-000012
				10	50 (10)	500	01-03-000013
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000014
				3	100 (3)	1'000	01-03-000015
				5	100 (5)	1'000	01-03-000016
				10	50 (10)	500	01-03-000017
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000034
				3	100 (3)	1'000	01-03-000035
				5	100 (5)	1'000	01-03-000036
				10	50 (10)	500	01-03-000037
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000038
				3	100 (3)	1'000	01-03-000039
				5	100 (5)	1'000	01-03-000040
				10	50 (10)	500	01-03-000041
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000049
				3	100 (3)	1'000	01-03-000050
				5	100 (5)	1'000	01-03-000051
				10	50 (10)	500	01-03-000052
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000053
				3	100 (3)	1'000	01-03-000054
				5	100 (5)	1'000	01-03-000055
				10	50 (10)	500	01-03-000056
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000065
				3	100 (3)	1'000	01-03-000066
				5	100 (5)	1'000	01-03-000067
				10	50 (10)	500	01-03-000068
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000069
				3	100 (3)	1'000	01-03-000070
				5	100 (5)	1'000	01-03-000071
				10	50 (10)	500	01-03-000072
7,5 cm x 7,5 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000081
				3	100 (3)	1'000	01-03-000082
				5	100 (5)	1'000	01-03-000083
				10	50 (10)	500	01-03-000084
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000085
				3	100 (3)	1'000	01-03-000086
				5	100 (5)	1'000	01-03-000087
				10	50 (10)	500	01-03-000088
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000097
				3	100 (3)	1'000	01-03-000098
				5	100 (5)	1'000	01-03-000099
				10	50 (10)	500	01-03-000100
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000101
				3	100 (3)	1'000	01-03-000102
				5	100 (5)	1'000	01-03-000103
				10	50 (10)	500	01-03-000104
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000113
				3	100 (3)	1'000	01-03-000114
				5	100 (5)	1'000	01-03-000115
				10	50 (10)	500	01-03-000116
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000117
				3	100 (3)	1'000	01-03-000118
				5	100 (5)	1'000	01-03-000119
				10	50 (10)	500	01-03-000120
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000128
				3	100 (3)	1'000	01-03-000129
				5	100 (5)	1'000	01-03-000130
				10	50 (10)	500	01-03-000131
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000132
				3	100 (3)	1'000	01-03-000133
				5	100 (5)	1'000	01-03-000134
				10	50 (10)	500	01-03-000135

STÉRILE DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm²	Couches	Fil RX	Pcs./sachet	Sach./Dispenser	Sach./Carton	REF
10 cm x 10 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000144
				3	100 (3)	1'000	01-03-000145
				5	100 (5)	1'000	01-03-000146
				10	50 (10)	500	01-03-000147
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000148
				3	100 (3)	1'000	01-03-000149
				5	100 (5)	1'000	01-03-000150
				10	50 (10)	500	01-03-000151
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000160
				3	100 (3)	1'000	01-03-000161
				5	100 (5)	1'000	01-03-000162
				10	50 (10)	500	01-03-000163
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000164
				3	100 (3)	1'000	01-03-000165
				5	100 (5)	1'000	01-03-000166
				10	50 (10)	500	01-03-000167
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000176
				3	100 (3)	1'000	01-03-000177
				5	100 (5)	1'000	01-03-000178
				10	50 (10)	500	01-03-000179
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000180
				3	100 (3)	1'000	01-03-000181
				5	100 (5)	1'000	01-03-000182
				10	50 (10)	500	01-03-000183
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000190
				3	100 (3)	1'000	01-03-000191
				5	100 (5)	1'000	01-03-000192
				10	50 (10)	500	01-03-000193
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000194
				3	100 (3)	1'000	01-03-000195
				5	100 (5)	1'000	01-03-000196
				10	50 (10)	500	01-03-000197
10 cm x 20 cm	17	8		2	100 (2)	1'000	01-03-000206
				3	100 (3)	1'000	01-03-000207
				5	100 (5)	1'000	01-03-000208
				10	50 (10)	500	01-03-000209
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000210
				3	100 (3)	1'000	01-03-000211
				5	100 (5)	1'000	01-03-000212
				10	50 (10)	500	01-03-000213
		12		2	100 (2)	1'000	01-03-000222
				3	100 (3)	1'000	01-03-000223
				5	100 (5)	1'000	01-03-000224
				10	50 (10)	500	01-03-000225
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000226
				3	100 (3)	1'000	01-03-000227
				5	100 (5)	1'000	01-03-000228
				10	50 (10)	500	01-03-000229
		16		2	100 (2)	1'000	01-03-000237
				3	100 (3)	1'000	01-03-000238
				5	100 (5)	1'000	01-03-000239
				10	50 (10)	500	01-03-000240
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000241
				3	100 (3)	1'000	01-03-000242
				5	100 (5)	1'000	01-03-000243
				10	50 (10)	500	01-03-000244
		24		2	100 (2)	1'000	01-03-000252
				3	100 (3)	1'000	01-03-000253
				5	100 (5)	1'000	01-03-000254
				10	50 (10)	500	01-03-000255
			X	2	100 (2)	1'000	01-03-000256
				3	100 (3)	1'000	01-03-000257
				5	100 (5)	1'000	01-03-000258
				10	50 (10)	500	01-03-000259

01-06 Tampons de gaze



Cette compresse est conçue pour les procédures de pansement des plaies, la désinfection de la peau, ainsi que pour tamponner et absorber pendant les interventions chirurgicales.

Caractéristiques

- + Fabriquée en coton avec un anneau élastique sans latex (silicone)
- + 20 fils/cm², conforme à la norme EN 14079
- + Disponible avec ou sans fil détectable aux rayons X
- + Les bords bruts du tissu sont retournés vers l'intérieur et maintenus à l'aide d'un élastique en silicone (LF)

NON-STÉRILE

Forme	Fils	Fil RX	Ø	Taille gaze ouverte	Taille gaze ouverte cm ²	Poids gr./pc	REF.	Pcs./sachet	Pcs./carton
ronde	20		20 mm	10 x 10 cm	100	0.27	01-06-000001	500	5000
			30 mm	15 x 16 cm	240	0.65	01-06-000002		
			35 mm	20 x 20 cm	400	1.08	01-06-000003	250	2500
			40 mm	25 x 26 cm	650	1.76	01-06-000004		
			45 mm	30 x 30 cm	900	2.43	01-06-000005	100	1000
			50 mm	30 x 40 cm	1200	3.24	01-06-000006		
			55 mm	40 x 40 cm	1600	4.32	01-06-000007		
			60 mm	40 x 50 cm	2000	5.40	01-06-000008		
		X	20 mm	10 x 10 cm	100	0.27	01-06-000009	500	5000
			30 mm	15 x 16 cm	240	0.65	01-06-000010		
			35 mm	20 x 20 cm	400	1.08	01-06-000011	250	2500
			40 mm	25 x 26 cm	650	1.76	01-06-000012		
			45 mm	30 x 30 cm	900	2.43	01-06-000013	100	1000
			50 mm	30 x 40 cm	1200	3.24	01-06-000014		
			55 mm	40 x 40 cm	1600	4.32	01-06-000015		
			60 mm	40 x 50 cm	2000	5.40	01-06-000016		

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE | DOUBLE EMBALLAGE

Ø	Taille gaze ouverte	Taille gaze ouverte cm²	Poids gr/pc	Fils	Fil RX	REF.	Simple emb.	Double emb.	Pcs./sachet	Dispenser	Pcs./Carton
20 mm	10 x 10 cm	100	0.27	20		01-06-000500	x		5	200	4000
						01-06-000501	x		10	200	2000
						01-06-000502		x	5	200	4000
						01-06-000503		x	10	200	2000
30 mm	15 x 16 cm	240	0.65			01-06-000504	x		5	200	4000
						01-06-000505	x		10	200	2000
						01-06-000506		x	5	200	4000
						01-06-000507		x	10	200	2000
35 mm	20 x 20 cm	400	1.08	20		01-06-000564	x		3	200	4000
						01-06-000508	x		5	200	4000
						01-06-000509	x		10	200	2000
40 mm	25 x 26 cm	650	1.755			01-06-000510		x	5	200	4000
						01-06-000511		x	10	200	2000
						01-06-000512	x		5	200	4000
						01-06-000513	x		10	200	2000
45 mm	30 x 30 cm	900	2.43		20		01-06-000514		x	5	200
				01-06-000515				x	10	200	2000
				01-06-000516			x		5	100	2000
				01-06-000517			x		10	100	2000
50 mm	30 x 40 cm	1200	3.24			01-06-000518		x	5	100	2000
						01-06-000519		x	10	100	2000
						01-06-000520	x		5	100	2000
						01-06-000521	x		10	100	2000
55 mm	40 x 40 cm	1600	4.32	20		01-06-000522		x	5	100	2000
						01-06-000523		x	10	100	2000
						01-06-000524	x		5	100	2000
						01-06-000525	x		10	100	2000
	40 x 50 cm	2000	5.40			01-06-000526		x	5	100	2000
						01-06-000527		x	10	100	2000
						01-06-000528	x		5	100	2000
						01-06-000529	x		10	100	2000
20 mm	10 x 10 cm	100	0.27	20	X	01-06-000530		x	5	100	2000
						01-06-000531		x	10	100	2000
						01-06-000532	x		5	200	4000
						01-06-000533	x		10	200	2000
						01-06-000534		x	5	200	4000
						01-06-000535		x	10	200	2000
						01-06-000536	x		5	200	4000
						01-06-000537	x		10	200	2000
30 mm	15 x 16 cm	240	0.65		01-06-000538		x	5	200	4000	
					01-06-000539		x	10	200	2000	
					01-06-000540	x		5	200	4000	
35 mm	20 x 20 cm	400	1.08	20	X	01-06-000541	x		10	200	2000
						01-06-000542		x	5	200	4000
						01-06-000543		x	10	200	2000
						01-06-000544	x		5	200	4000
40 mm	25 x 26 cm	650	1.755			01-06-000545	x		10	200	2000
						01-06-000546		x	5	200	4000
						01-06-000547		x	10	200	2000
						01-06-000548	x		5	100	2000
45 mm	30 x 30 cm	900	2.43	20	X	01-06-000549	x		10	100	2000
						01-06-000550		x	5	100	2000
						01-06-000551		x	10	100	2000
						01-06-000552	x		5	100	2000
50 mm	30 x 40 cm	1200	3.24			01-06-000553	x		10	100	2000
						01-06-000554		x	5	100	2000
						01-06-000555		x	10	100	2000
						01-06-000556	x		5	100	2000
55 mm	40 x 40 cm	1600	4.32	20	X	01-06-000557	x		10	100	2000
						01-06-000558		x	5	100	2000
						01-06-000559		x	10	100	2000
	40 x 50 cm	2000	5.40			01-06-000560	x		5	100	2000
						01-06-000561	x		10	100	2000
						01-06-000562		x	5	100	2000
						01-06-000563		x	10	100	2000

01-07 Tampons de gaze préparation RX



Ce produit est conçu pour une utilisation directe au bloc opératoire, spécifiquement pour la dissection d'organes, de vaisseaux sanguins et de couches de tissus lors des interventions chirurgicales.

Caractéristiques

- + 100 % coton avec fil radio-déTECTABLE (RX) bleu
- + 24 fils, conforme à la norme EN 14079
- + Rigide et absorbant
- + Également disponible en boîte coulissante en carton avec grille de comptage

NON-STÉRILE

Mesure	REF.	Fils/cm2	Fil RX	Pcs./sachet	Pcs./Carton
4 x 4 cm	01-07-000001	24	OUI	100	1000
6 x 6 cm	01-07-000002				
8 x 8 cm	01-07-000003				
12 x 12 cm	01-07-000004				

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE | DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Fils/cm2	Fil RX	REF.	Pcs./boîte coulissante	Pcs./sachet	Boîte coulissante/ dispenser	Sach./ Dispenser	Sach./Carton
4 x 4 cm	24	OUI	01-07-000500	5		40		120
			01-07-000501	10		40		120
			01-07-000502		5		50	200
			01-07-000503		10		50	200
6 x 6 cm	24	OUI	01-07-000504	5		40		120
			01-07-000505	10		40		120
			01-07-000506		5		50	200
			01-07-000507		10		50	200
8 x 8 cm	24	OUI	01-07-000508	5		40		120
			01-07-000509	10		40		120
			01-07-000510		5		50	200
			01-07-000511		10		50	200
12 x 12 cm	24	OUI	01-07-000512	5		40		120
			01-07-000513	10		40		120
			01-07-000514		5		50	200
			01-07-000515		10		50	200

01-09

Champ de bordure



Ce dispositif non invasif est destiné à l’absorption pendant les interventions chirurgicales en salle d’opération.

Caractéristiques

- + Très absorbant et sans libération de particules
- + Résistant à sec et à l’état humide
- + Prélavé
- + 100 % coton avec fil RX
- + Disponible en blanc, vert ou bleu

STÉRILE DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Fil RX	Couleur	Pcs./Carton	Pcs double emballage	Sachets./Dispenser	Pcs./Carton
68 x 43 cm	OUI	Blanc	01-08-000500	1	120	360
			01-08-000501	2	100	400
			01-08-000502	4	80	160
		Vert	01-08-000503	1	120	360
			01-08-000504	2	100	400
			01-08-000505	4	80	160
		Bleu	01-08-000506	1	120	360
			01-08-000507	2	100	400
			01-08-000508	4	80	160





02-04 Compresses en non-tissé



Ce produit, en viscose et polyester, est conçu pour les procédures de pansement des plaies, la désinfection de la peau, ainsi que pour tamponner et absorber pendant les interventions chirurgicales.

Caractéristiques

- + Poids approximatif : 30, 40 et 50 g/m²
- + Disponible avec ou sans fil RX
- + Certains modèles sont proposés avec une coupe en Y ou en O



NON-STÉRILE

Mesure	Couches	Gr./m ²	Fil RX	Coupé Y	Coupé O	REF.	Pcs./sachet	Pcs./Carton
5 cm x 5 cm	4	30				01-04-000500	100	5000
	6	40				01-04-000501		
	8	50				01-04-000502		
	4	30		X		01-04-000503		
	6	40		X		01-04-000504		
	8	50		X		01-04-000505		
	4	30			X	01-04-000506		
	6	40			X	01-04-000507		
	8	50			X	01-04-000508		
	4	30	X			01-04-000509		
	6	40	X			01-04-000510		
	8	50	X			01-04-000511		
7.5 cm x 7.5 cm	4	30				01-04-000512	100	5000
	6	40				01-04-000513		
	8	50				01-04-000514		
	4	30		X		01-04-000515		
	6	40		X		01-04-000516		
	8	50		X		01-04-000517		
	4	30			X	01-04-000518		
	6	40			X	01-04-000519		
	8	50			X	01-04-000520		
	4	30	X			01-04-000521		
	6	40	X			01-04-000522		
	8	50	X			01-04-000523		
10 cm x 10 cm	4	30				01-04-000524	100	5000
	6	40				01-04-000525		
	8	50				01-04-000526		
	4	30		X		01-04-000527		
	6	40		X		01-04-000528		
	8	50		X		01-04-000529		
	4	30			X	01-04-000530		
	6	40			X	01-04-000531		
	8	50			X	01-04-000532		
	4	30	X			01-04-000533		
	6	40	X			01-04-000534		
	8	50	X			01-04-000535		

02-04 Compresses en non-tissé

NON-STÉRILE

Mesure	Couches	Gr./m ²	Fil RX	Coupé Y	Coupé O	REF.	Pcs./sachet	Pcs./Carton
10 cm x 20 cm	4	30				01-04-000536	100	2500
	6	40				01-04-000537		
	8	50				01-04-000538		
	4	30		X		01-04-000539		
	6	40		X		01-04-000540		
	8	50		X		01-04-000541		
	4	30			X	01-04-000542		
	6	40			X	01-04-000543		
	8	50			X	01-04-000547		
	4	30	X			01-04-000548		
	6	40	X			01-04-000549		
	8	50	X			01-04-000550		

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE | DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Couches	Gr./m ²	Fil RX	Coupé Y	Coupé O	Simple emb.	Double emb.	REF.	Pcs./sachet	Distributeur	Pcs./Carton
5 cm x 5 cm	4	30				X		01-04-000010	2	100	2000
							X	01-04-000011	3		
								01-04-000012	5		
								01-04-000013	10		
			X			X		01-04-000014	2		
				X		X		01-04-000015	2		
							X	01-04-000016	5		
							X	01-04-000017	10		
			X				X	01-04-000018	5		
			X				X	01-04-000019	10		
5 cm x 5 cm	6	40				X		01-04-000020	2	100	2000
						X		01-04-000021	3		
								01-04-000022	5		
								01-04-000023	10		
			X			X		01-04-000002	2		
				X		X		01-04-000024	2		
							X	01-04-000025	5		
							X	01-04-000026	10		
			X				X	01-04-000027	5		
			X				X	01-04-000028	10		
5 cm x 5 cm	8	50				X		01-04-000029	2	100	2000
						X		01-04-000030	3		
								01-04-000031	5		
								01-04-000032	10		
			X			X		01-04-000033	2		
				X		X		01-04-000034	2		
							X	01-04-000035	5		
							X	01-04-000036	10		
			X				X	01-04-000037	5		
			X				X	01-04-000038	10		
7.5 cm x 7.5 cm	4	30				X		01-04-000039	2	100	2000
						X		01-04-000040	3		
								01-04-000041	5		
								01-04-000042	10		
			X			X		01-04-000043	2		
				X		X		01-04-000044	2		
							X	01-04-000045	5		
							X	01-04-000046	10		
			X				X	01-04-000047	5		
			X				X	01-04-000048	10		

02-04

Compresses en non-tissé

Mesure	Couches	Gr./m ²	Fil RX	Coupé Y	Coupé O	Simple emb.	Double emb.	REF.	Pcs./sachet	Distributeur	Pcs./Carton
7.5 cm x 7.5 cm	6	40				X		01-04-000049	2	100	2000
						X		01-04-000050	3		
								01-04-000051	5		
								01-04-000052	10		
			X			X		01-04-000053	2		
				X		X		01-04-000054	2		
							X	01-04-000055	5		
							X	01-04-000056	10		
7.5 cm x 7.5 cm	8	50	X					01-04-000057	5	100	2000
			X					01-04-000058	10		
						X		01-04-000059	2		
						X		01-04-000060	3		
								01-04-000061	5		
								01-04-000062	10		
			X			X		01-04-000063	2		
				X		X		01-04-000064	2		
10 cm x 10 cm	4	30					X	01-04-000065	5	100	2000
							X	01-04-000066	10		
							X	01-04-000067	5		
							X	01-04-000068	10		
						X		01-04-000069	2		
							X	01-04-000070	3		
								01-04-000071	5		
								01-04-000072	10		
10 cm x 10 cm	6	40	X			X		01-04-000001	2	100	2000
				X		X		01-04-000073	2		
							X	01-04-000074	5		
							X	01-04-000075	10		
			X				X	01-04-000076	5		
			X				X	01-04-000077	10		
						X		01-04-000078	2		
						X		01-04-000079	3		
10 cm x 10 cm	8	50						01-04-000080	5	100	2000
								01-04-000081	10		
			X			X		01-04-000082	2		
				X		X		01-04-000083	2		
							X	01-04-000084	5		
							X	01-04-000085	10		
			X				X	01-04-000086	5		
			X				X	01-04-000087	10		
10 cm x 10 cm	4	30				X		01-04-000088	2	100	2000
						X		01-04-000089	3		
								01-04-000090	5		
								01-04-000091	10		
			X			X		01-04-000092	2		
				X		X		01-04-000093	2		
							X	01-04-000094	5		
							X	01-04-000095	10		
10 cm x 20 cm	6	40	X					01-04-000096	5	100	2000
			X					01-04-000097	10		
						X		01-04-000098	2		
						X		01-04-000099	3		
								01-04-000100	5		
								01-04-000101	10		
			X			X		01-04-000102	2		
				X		X		01-04-000103	2		
10 cm x 20 cm	8	50					X	01-04-000104	5	100	2000
							X	01-04-000105	10		
			X				X	01-04-000106	5		
			X				X	01-04-000107	10		

02-04

Compresses en non-tissé

Mesure	Couches	Gr./m ²	Fil RX	Coupé Y	Coupé O	Simple emb.	Double emb.	REF.	Pcs./sachet	Distributeur	Pcs./Carton
10 cm x 20 cm	6	40				X		01-04-000108	2	100	2000
						X		01-04-000109	3		
								01-04-000110	5		
								01-04-000111	10		
			X			X		01-04-000112	2		
				X		X		01-04-000113	2		
							X	01-04-000114	5		
							X	01-04-000115	10		
10 cm x 20 cm	8	50	X					01-04-000116	5	100	2000
			X				X	01-04-000117	10		
						X		01-04-000118	2		
						X		01-04-000119	3		
								01-04-000120	5		
								01-04-000121	10		
			X			X		01-04-000122	2		
				X		X		01-04-000123	2		
							X	01-04-000124	5	100	2000
							X	01-04-000125	10		
			X				X	01-04-000126	5		
			X				X	01-04-000127	10		

02-05

Boules en non-tissé



Ce produit, en viscose et polyester, est conçu pour les procédures de pansement des plaies, la désinfection de la peau, ainsi que pour tamponner et absorber pendant les interventions chirurgicales.

Caractéristiques

- + Poids approximatif : 30 g/m²
- + Disponible avec ou sans fil détectable aux rayons X
- + Les bords bruts du tissu sont retournés vers l'intérieur et maintenus à l'aide d'un élastique (LF) en silicone.

NON-STÉRILE

Forme	Fil RX	Gr. /m ²	Poids gr./pc	Ø	Taille NT ouverte	Taille NT ouverte cm ²	REF.	Pcs./sachet	Pcs./Carton
Ronde		30	0.30	20 mm	10 x 10 cm	100	01-05-000001	100	2000
			0.58	25 mm	15 x 13 cm	195	01-05-000002	500	5000
			1.02	30 mm	20 x 17 cm	340	01-05-000003	100	2000
			1.53	35 mm	30 x 17 cm	510	01-05-000004	50	5000
			1.80	40 mm	30 x 20 cm	600	01-05-000005	500	1000
			2.34	45 mm	30 x 26 cm	780	01-06-000006	100	2000
			2.70	50 mm	30 x 30 cm	900	01-06-000007	100	2000
Ronde	X	30	0.30	20 mm	10 x 10 cm	100	01-05-000008	100	2000
			0.58	25 mm	15 x 13 cm	195	01-05-000009	500	5000
			1.02	30 mm	20 x 17 cm	340	01-05-000010	100	2000
			1.53	35 mm	30 x 17 cm	510	01-05-000011	50	5000
			1.80	40 mm	30 x 20 cm	600	01-05-000012	500	1000
			2.34	45 mm	30 x 26 cm	780	01-06-000013	100	2000
			2.70	50 mm	30 x 30 cm	900	01-06-000014	100	2000

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE | DOUBLE EMBALLAGE

Ø	Taille NT ouverte	Taille NT ouverte cm ²	Gr./m ²	Fil RX	Poids gr./pc	Simple emb.	Double emb.	REF.	Pcs./sachet	Dispenser	Pcs./Carton
20 mm	10 x 10 cm	100	30		0.30	X		01-05-000500	3	50	1000
								01-05-000501	5		
								01-05-000502	10		
							X	01-05-000503	5		
								01-05-000504	10		
25 mm	15 x 13 cm	195	30		0.58	X		01-05-000507	3	50	1000
								01-05-000508	5		
								01-05-000509	10		
							X	01-05-000510	5		
								01-05-000511	10		
30 mm	20 x 17 cm	340	30		1.02	X		01-05-000514	3	50	1000
								01-05-000515	5		
								01-05-000516	10		
							X	01-05-000517	5		
								01-05-000518	10		

Ø	Taille NT ouverte	Taille NT ouverte cm²	Gr./m²	Fil RX	Poids gr./pc	Simple emb.	Double emb.	REF.	Pcs./sachet	Dispenser	Pcs./Carton
35 mm	30 x 17 cm	510	30		1.53	X		01-05-000521	3	50	1000
								01-05-000522	5		
								01-05-000523	10		
							X	01-05-000524	5		
								01-05-000525	10		
40 mm	30 x 20 cm	600	30		1.80	X		01-05-000528	3	50	1000
								01-05-000529	5		
								01-05-000530	10		
							X	01-05-000531	5		
								01-05-000532	10		
45 mm	30 x 26 cm	780	30		2.34	X		01-05-000535	3	50	1000
					3.24			01-05-000536	5		
								01-05-000537	10		
						X	01-05-000538	5			
							01-05-000539	10			
50 mm	30 x 30 cm	900	30		2.34	X		01-05-000542	3	50	1000
					2.70			01-05-000543	5		
								01-05-000544	10		
						X	01-05-000545	5			
							01-05-000546	10			
20 mm	10 x 10 cm	100	30	X	0.30	X		01-05-000550	3	50	1000
								01-05-000551	5		
								01-05-000552	10		
							X	01-05-000553	5		
								01-05-000554	10		
25 mm	15 x 13 cm	195	30	X	0.58	X		01-05-000555	3	50	1000
								01-05-000556	5		
								01-05-000557	10		
							X	01-05-000558	5		
								01-05-000559	10		
30 mm	20 x 17 cm	340	30	X	1.02	X		01-05-000560	3	50	1000
35 mm								01-05-000561	5		
								01-05-000562	10		
						X	01-05-000563	5			
							01-05-000564	10			
35 mm	30 x 17 cm	510	30	X	1.53	X		01-05-000565	3	50	1000
								01-05-000566	5		
								01-05-000567	10		
							X	01-05-000568	5		
								01-05-000569	10		
40 mm	30 x 20 cm	600	30	X	1.80	X		01-05-000570	3	50	1000
								01-05-000571	5		
								01-05-000572	10		
							X	01-05-000573	5		
								01-05-000574	10		
45 mm	30 x 26 cm	780	30	X	2.34	X		01-05-000575	3	50	1000
					3.24			01-05-000576	5		
								01-05-000577	10		
						X	01-05-000578	5			
							01-05-000579	10			
50 mm	30 x 30 cm	900	30	X	2.34	X		01-05-000580	3	50	1000
					2.70			01-05-000581	5		
								01-05-000582	10		
						X	01-05-000583	5			
							01-05-000584	10			
Ø	Taille NT ouverte	Taille NT ouverte cm²	Gr./m²	Fil RX	Poids gr./pc	Simple emb.	Double emb.	REF.	Pcs./sachet	Dispenser	Pcs./Carton



Ce produit, composé de pâte de cellulose, de polypropylène blanc, de polypropylène SMS bleu, de papier de soie et d'un filet non adhérent en polyéthylène, est idéal pour les situations nécessitant une grande capacité d'absorption.

Caractéristiques

- + Conçu pour les plaies avec exsudation modérée à élevée
- + Utilisé comme pansement secondaire pour les plaies à forte exsudation
- + Grande capacité d'absorption et non-adhérence à la plaie

NON-STÉRILE

Mesure	REF.	Pcs./sachet	Pcs./Carton
10 x 10 cm	01-08-000001	25	1500
10 x 15 cm	01-08-000002	25	1000
10 x 20 cm	01-08-000003	25	900
15 x 20 cm	01-08-000004	25	600
15 x 25 cm	01-08-000005	25	450
20 x 20 cm	01-08-000006	25	400
20 x 25 cm	01-08-000007	25	300
20 x 30 cm	01-08-000008	25	300
20 x 40 cm	01-08-000009	25	200

Mesure	REF.	Simple emballage	Pcs./sachet	Pcs./Carton
10 x 10 cm	01-08-000001	1	60	600
10 x 15 cm	01-08-000002	1	30	300
10 x 20 cm	01-08-000003	1	30	300
15 x 20 cm	01-08-000004	1	30	300
15 x 25 cm	01-08-000005	1	30	240
20 x 20 cm	01-08-000006	1	30	180
20 x 25 cm	01-08-000007	1	30	120
20 x 30 cm	01-08-000008	1	30	120
20 x 40 cm	01-08-000009	1	25	100

02-10

Compresses/Compresses abdominales non-tissé



Ce produit est fabriqué en non-tissé de viscose et polyester, associé à un filet textile en polyamide/polyester, avec un fil détectable aux rayons X.

Utilisations

Compresses:

- Pour les procédures de pansement des plaies
- Pour la désinfection de la peau
- Pour tamponner et absorber lors d'interventions chirurgicales

Compresses abdominales:

- Pour tamponner et absorber pendant les interventions chirurgicales

Caractéristiques

- + Très absorbant, avec une très faible libération de particules
- + Résistance fonctionnelle à sec et à l'état humide

Emballage

Non stérile:

- Sac en plastique + carton de transport

Compresses abdominales:

- Emballage intérieur avec ouverture peelpack, dispenser, et carton de transport
- Double étiquette de contrôle pour l'emballage intérieur, avec ouverture peelpack pour l'emballage extérieur, dispenser, et carton de transport

NON-STÉRILE

Couleur	Fil RX	Lacet	Mesure	REF.	Pcs./Sachet plastic	Pcs./Carton
Blanc	OUI		10 x 60 cm	01-10-000001	100	800
			10 x 10 cm	01-10-000002	200	2'000
			10 x 20 cm	01-10-000003	100	1'000
			10 x 40 cm	01-10-000004	100	1'000
			20 x 40 cm	01-10-000005	75	600
			30 x 45 cm	01-10-000006	165	165
			45 x 45 cm	01-10-000007	110	110
		X	45 x 45 cm	01-10-000008	110	110
			45 x 70 cm	01-10-000009	75	75
		X	45 x 70 cm	01-10-000010	75	75
Vert	OUI		20 x 15 cm	01-10-000011	100	1'000
			30 x 45 cm	01-10-000012	165	165
			45 x 45 cm	01-10-000013	110	110
		X	45 x 45 cm	01-10-000014	110	110
			45 x 70 cm	01-10-000015	75	75

02-10

Compresses/Compresses abdominales non-tissé

Couleur	Fil RX	Lacet	Mesure	REF.	Pcs/sachet	Sachets/dispenser	Pcs./Carton
Blanc	OUI		10 x 60 cm	01-10-000500	5	140	560
			10 x 10 cm	01-10-000501	5	900	3'600
			10 x 20 cm	01-10-000502	5	450	1'800
			10 x 40 cm	01-10-000503	5	240	960
			20 x 40 cm	01-10-000504	5	270	540
			30 x 45 cm	01-10-000505	5	180	360
			45 x 45 cm	01-10-000506	5	90	180
		X	45 x 45 cm	01-10-000507	5	90	180
			45 x 70 cm	01-10-000508	2	60	120
		X	45 x 70 cm	01-10-000509	2	60	120
		X	20 x 40 cm	01-10-000510	5	300	600
		Vert	OUI		20 x 15 cm	01-10-000511	5
30 x 45 cm	01-10-000512				5	180	360
45 x 45 cm	01-10-000513				5	90	180
X	45 x 45 cm			01-10-000514	5	90	180
	45 x 70 cm			01-10-000515	2	60	120

Couleur	Fil RX	Lacet	Mesure	REF.	Pcs/sachet	Sachets/dispenser	Pcs./Carton
Blanc	OUI		10 x 60 cm	01-10-000516	5	120	480
			10 x 10 cm	01-10-000517	5	540	2'160
			10 x 20 cm	01-10-000518	5	300	1'200
			10 x 40 cm	01-10-000519	5	300	600
			20 x 40 cm	01-10-000520	5	225	450
			30 x 45 cm	01-10-000521	5	150	300
			40 x 45 cm	01-10-000522	5	90	180
		X	45 x 45 cm	01-10-000523	5	90	180
			45 x 70 cm	01-10-000524	2	50	100
		X	45 x 70 cm	01-10-000525	2	50	100
Vert	OUI		30 x 45 cm	01-10-000526	5	150	300
			45 x 45 cm	01-10-000527	5	90	180
		X	45 x 45 cm	01-10-000528	5	90	180
			45 x 70 cm	01-10-000530	2	50	100



Compresses/Compresses abdominales non-tissé



Ce produit est fabriqué en non-tissé de viscose et polyester, avec un filet textile en polyamide/polyester, et comporte un fil détectable aux rayons X.

Utilisations

Compresses:

- Pour les procédures de pansement des plaies
- Pour la désinfection de la peau
- Pour tamponner et absorber lors d'interventions chirurgicales

Compresses abdominales:

- Pour tamponner et absorber pendant les interventions chirurgicales

Caractéristiques

- + Toucher doux et spongieux
- + Très absorbant, avec une très faible libération de particules
- + Résistance fonctionnelle à sec et à l'état humide

Emballage

Non stérile:

- Sac en plastique + carton de transport

Stérile:

- Emballage à ouverture peelpack avec dispenser et carton de transport
- Emballage intérieur avec double étiquette de contrôle, associé à un emballage extérieur avec ouverture peelpack, dispenser, et carton de transport



02-10

Compresses/Compresses abdominales non-tissé

Couleur	Mesure	Fil RX	Lacet	REF.	Pcs./Sachet	Pcs./Carton
Blanc	30 x 45 cm	X		01-10-000016	210	210
	45 x 45 cm	X		01-10-000017	140	140
			X	01-10-000018		
	45 x 70 cm	X		01-10-000019	90	90
			X	01-10-000020		

Vert	30 x 45 cm	X		01-10-000021	210	210
	45 x 45 cm	X		01-10-000022	140	140
			X	01-10-000023		
	45 x 70 cm	X		01-10-000024	90	90

Bleu	30 x 45 cm	X		01-10-000025	210	210
	45 x 45 cm	X		01-10-000026	140	140
			X	01-10-000027		
	45 x 70 cm	X		01-10-000028	90	90

Couleur	Mesure	Fil RX	Lacet	REF.	Pcs/sachet	Sachets/dispenser	Pcs./Carton
Blanc	30 x 45 cm	X		01-10-000531	2	120	240
				01-10-000532	5		
	45 x 45 cm	X		01-10-000533	5	100	200
			X	01-10-000534	5		
	45 x 70 cm	X		01-10-000535	1	50	120
				01-10-000536	2	50	100
				01-10-000537	5	75	150

Vert	30 x 45 cm	X		01-10-000538	5	100	200
	45 x 45 cm	X		01-10-000539	2		
				01-10-000540	5		
	45 x 70 cm	X		01-10-000541	1	50	100
				01-10-000542	2		

Bleu	30 x 45 cm	X		01-10-000543	5	100	200
	45 x 45 cm	X		01-10-000544	5		
			X	01-10-000545	5		
	45 x 70 cm	X		01-10-000546	1	50	100
				01-10-000547	2		

Couleur	Mesure	Fil RX	Lacet	REF.	Pcs/sachet	Sachets/dispenser	Pcs./Carton
Blanc	30 x 45 cm			01-10-000548	5	100	200
	45 x 45 cm	X		01-10-000549	5	60	120
			X	01-10-000550	5		
	45 x 70 cm	X		01-10-000551	1	36	72
				01-10-000552	2		
				01-10-000553	5	70	140

Vert	30 x 45 cm	X		01-10-000554	5	100	200
	45 x 45 cm	X		01-10-000555	5	60	120
			X	01-10-000556	5		
	45 x 70 cm	X		01-10-000557	1	36	72
				01-10-000558	2		

Bleu	30 x 45 cm	X		01-10-000558	5	100	200
	45 x 45 cm	X		01-10-000559	5	60	120
			X	01-10-000560	5		
	45 x 70 cm	X		01-10-000561	1	50	100
				01-10-000562	2		



02-10

Champ de bordure en non-tissé



Ce produit est fabriqué en non-tissé de viscose et polyester, avec un filet textile en polyamide/polyester, et comporte un fil détectable aux rayons X.

Utilisations

Compresse:

- Pour les procédures de pansement des plaies
- Pour la désinfection de la peau
- Pour tamponner et absorber lors d'interventions chirurgicales

Compresse abdominales:

- Pour tamponner et absorber pendant les interventions chirurgicales

Caractéristiques

- + Toucher doux et spongieux
- + Très absorbant, avec une très faible libération de particules
- + Résistance fonctionnelle à sec et à l'état humide

Emballage

Non stérile:

- Sac en plastique + carton de transport

Stérile:

- Emballage à ouverture peelpack avec dispenser et carton de transport
- Emballage intérieur avec double étiquette de contrôle, associé à un emballage extérieur avec ouverture peelpack, dispenser, et carton de transport

NON-STÉRILE

Mesure	Fil RX	Couleur	REF.	Pcs./Sachet plastic	Pcs./Carton
45 x 60 cm	X	Blanc	01-10-000028	90	90
		Vert	01-10-000029	90	90
45 x 45 cm	X	Bleu	01-10-000030	140	140
45 x 70 cm	X		01-10-000031	90	90

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE

Mesure	Fil RX	Couleur	REF.	Pcs/Sachet	Sachets/Dispenser	Pcs./Carton
40 x 60 cm	X	Blanc	01-10-000563	2	120	240
		Vert	01-10-000564			
		Bleu	01-10-000565			

STÉRILE DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Fil RX	Couleur	REF.	Pcs/Sachet	Sachets/Dispenser	Pcs./Carton
40 x 60 cm	X	Blanc	01-10-000566	2	80	160
		Vert	01-10-000567			
		Bleu	01-10-000568			

04-03

Bandes de crêpe



Ce produit est un bandage élastique en coton offrant une compression moyenne ou forte, disponible en versions stérile et non stérile. Il est conçu pour le soutien et la fixation du matériel de pansement.



Caractéristiques

- + Fabriqué avec un fil d'élastomère recouvert de fibres de coton, où le faible pourcentage d'élasthanne est entièrement enveloppé de coton (fil rotonda) et ne touche jamais la peau.
- + Composition : 98 % coton, 2 % élasthanne (enduit de coton).
- + Masse : 105 g/m²
- + Coton d'origine Better Cotton
- + Perméable à l'air (respirant), hypoallergénique, sans latex ni phtalates



Ce dispositif est destiné à être utilisé pour le soutien et la fixation du matériel de pansement. Le bandage est caractérisé par une extensibilité moyenne convenant à des fins multiples qui assurent le confort de l'utilisateur et permettent une meilleure adaptation à la surface blessée.



NON-STÉRILE

REF.	Mesure	Gr./m ²	Cellophane	Pcs./Distributeur	Pcs./Carton
04-03-000001	5 cm x 4 m	105	1	10	300
04-03-000002	7 cm x 4 m	105	1	10	280
04-03-000003	10 cm x 4 m	105	1	10	240
04-03-000004	15 cm x 4 m	105	1	10	200
04-03-000005	20 cm x 4 m	105	1	10	150
04-03-000006	5 cm x 4 m	105		10	280
04-03-000007	7 cm x 4 m	105		10	240
04-03-000008	10 cm x 4 m	105		10	200
04-03-000009	15 cm x 4 m	105		10	150
04-03-000010	10 cm x 10 m	105		30	250
04-03-000011	20 cm x 10 m	105		20	200

04-03

Bandes de crêpe

STÉRILE SIMPLE EMBALLAGE | STÉRILE DOUBLE EMBALLAGE

Mesure	Gr./m ²	REF.	Simple emb.	Double emb.	Pcs./sachet	Distributeur	Pcs./Carton
5 cm x 4 m	105	04-03-000100	X		1	200	1000
		04-03-000101		X	1	180	900
7 cm x 4 m	105	04-03-000102	X		1	180	900
		04-03-000103		X	1	150	750
10 cm x 4 m	105	04-03-000104	X		1	120	600
		04-03-000105		X	1	100	500
15 cm x 4 m	105	04-03-000106	X		1	80	400
		04-03-000107		X	1	60	300
20 cm x 4 m	105	04-03-000108	X		1	50	250
		04-03-000109		X	1	40	200
10 cm x 10 m	105	04-03-000110	X		1	50	200
		04-03-000111		X	1	40	160
20 cm x 10 m	105	04-03-000112	X		1	30	120
		04-03-000113		X	1	20	80



VICART Sàrl
Chemin des Grottes 8D
1700 Fribourg
Suisse | Switzerland
www.vicart.ch
info@vicart.ch



VICART Med
Solutions for medical care